

SYSTEMÜBERSICHT **INTERNA®**



*Restaurationen auf
UNIT®/MULTI-IM®*

*Restaurationen
auf Implantatniveau*

***Cover-Denture**
Restaurationen*

Diese Broschüre bietet dem Anwender einen Überblick über die chirurgischen und prothetischen Möglichkeiten des BTI Implantatsystems.

Werden die verschiedenen Instrumente und Werkzeuge für die Chirurgie und Prothetik inklusive der Drehmomentratschen und Schraubendreher gezeigt.

Durch die übersichtliche Darstellung lassen sich die verschiedenen Materialien für die chirurgischen und

prothetischen Schritte durchgängig nachvollziehen, unabhängig davon, ob man sich für eine Restauration direkt auf Implantatniveau oder mit Distanzhülsen entscheidet, egal ob zementiert oder verschraubt. Alle Komponenten sind samt Artikelnummern und Abmessungen aufgeführt.



3.0 Plattform Ø 3,0 mm



Ø 2,5		Ø 3,0		Ø 3,3	
Art. - Nr.	Länge	Art. - Nr.	Länge	Art. - Nr.	Länge
IIP3CA2555	5,5 mm	IIP3CA3055	5,5 mm	IIP3CA3355	5,5 mm
IIP3CA2565	6,5 mm	IIP3CA3065	6,5 mm	IIP3CA3365	6,5 mm
IIP3CA2575	7,5 mm	IIP3CA3075	7,5 mm	IIP3CA3375	7,5 mm
IIP3CA2585	8,5 mm	IIP3CA3085	8,5 mm	IIP3CA3385	8,5 mm
IIP3CA2510	10,0 mm	IIP3CA3010	10,0 mm	IIP3CA3310	10,0 mm
IIP3CA2511	11,5 mm	IIP3CA3011	11,5 mm	IIP3CA3311	11,5 mm
IIP3CA2513	13,0 mm	IIP3CA3013	13,0 mm	IIP3CA3313	13,0 mm



WICHTIG:
Ø 2,5 mm Implantate
nur für mehrgliedrige
Versorgungen auf
MULTI-IM® INTMIP325XX
(Seite 18)

Schmale/CORE Plattform Ø 3,5 mm



Ø 3,3		Ø 3,5		Ø 3,75		Ø 4,0		Ø 4,25		Ø 4,75	
Art. - Nr.	Länge	Art. - Nr.	Länge	Art. - Nr.	Länge	Art. - Nr.	Länge	Art. - Nr.	Länge	Art. - Nr.	Länge
IIPECA3355	5,5 mm	IIPECA3545	4,5 mm	IIPECA3745	4,5 mm	IIPECA4045	4,5 mm	IIPECA4245	4,5 mm	IIPECA4745	4,5 mm
IIPECA3365	6,5 mm	IIPECA3555	5,5 mm	IIPECA3755	5,5 mm	IIPECA4055	5,5 mm	IIPECA4255	5,5 mm	IIPECA4755	5,5 mm
IIPECA3375	7,5 mm	IIPECA3565	6,5 mm	IIPECA3765	6,5 mm	IIPECA4065	6,5 mm	IIPECA4265	6,5 mm	IIPECA4765	6,5 mm
IIPECA3385	8,5 mm	IIPECA3575	7,5 mm	IIPECA3775	7,5 mm	IIPECA4075	7,5 mm	IIPECA4275	7,5 mm	IIPECA4775	7,5 mm
IIPECA3310	10,0 mm	IIPECA3585	8,5 mm	IIPECA3785	8,5 mm	IIPECA4085	8,5 mm	IIPECA4285	8,5 mm	IIPECA4785	8,5 mm
IIPECA3311	11,5 mm	IIPECA3510	10,0 mm	IIPECA3710	10,0 mm	IIPECA4010	10,0 mm	IIPECA4210	10,0 mm	IIPECA4710	10,0 mm
IIPECA3313	13,0 mm	IIPECA3511	11,5 mm	IIPECA3711	11,5 mm	IIPECA4011	11,5 mm	IIPECA4211	11,5 mm	IIPECA4711	11,5 mm
IIPECA3315	15,0 mm	IIPECA3513	13,0 mm	IIPECA3713	13,0 mm	IIPECA4013	13,0 mm	IIPECA4213	13,0 mm		
		IIPECA3515	15,0 mm	IIPECA3715	15,0 mm						



WICHTIG:
Alle 4,5 mm lange
Implantate nur für
mehrgliedrige (gerade)
Versorgungen auf MULTI-IM®
(Seite 18-20)

Standard Plattform Ø 4,1 mm



Ø 3,3		Ø 3,5		Ø 3,75		Ø 4,0		Ø 4,25	
Art. - Nr.	Länge	Art. - Nr.	Länge	Art. - Nr.	Länge	Art. - Nr.	Länge	Art. - Nr.	Länge
IIPUCA3385	8,5 mm	IIPUCA3555	5,5 mm	IIPUCA3755	5,5 mm	IIPUCA4055	5,5 mm	IIPUCA4255	5,5 mm
IIPUCA3310	10,0 mm	IIPUCA3565	6,5 mm	IIPUCA3765	6,5 mm	IIPUCA4065	6,5 mm	IIPUCA4265	6,5 mm
IIPUCA3311	11,5 mm	IIPUCA3575	7,5 mm	IIPUCA3775	7,5 mm	IIPUCA4075	7,5 mm	IIPUCA4275	7,5 mm
IIPUCA3313	13,0 mm	IIPUCA3585	8,5 mm	IIPUCA3785	8,5 mm	IIPUCA4085	8,5 mm	IIPUCA4285	8,5 mm
IIPUCA3315	15,0 mm	IIPUCA3510	10,0 mm	IIPUCA3710	10,0 mm	IIPUCA4010	10,0 mm	IIPUCA4210	10,0 mm
		IIPUCA3511	11,5 mm	IIPUCA3711	11,5 mm	IIPUCA4011	11,5 mm	IIPUCA4211	11,5 mm
		IIPUCA3513	13,0 mm	IIPUCA3713	13,0 mm	IIPUCA4013	13,0 mm	IIPUCA4213	13,0 mm
		IIPUCA3515	15,0 mm	IIPUCA3715	15,0 mm	IIPUCA4015	15,0 mm	IIPUCA4215	15,0 mm

Standard Plus Plattform Ø 4,1 mm



Ø 4,5		Ø 5,0		Ø 5,5		Ø 6,0	
Art. - Nr.	Länge	Art. - Nr.	Länge	Art. - Nr.	Länge	Art. - Nr.	Länge
IIPSCA4545	4,5 mm	IIPSCA5045	4,5 mm	IIPSCA5545	4,5 mm	IIPSCA6045	4,5 mm
IIPSCA4555	5,5 mm	IIPSCA5055	5,5 mm	IIPSCA5555	5,5 mm	IIPSCA6055	5,5 mm
IIPSCA4565	6,5 mm	IIPSCA5065	6,5 mm	IIPSCA5565	6,5 mm	IIPSCA6065	6,5 mm
IIPSCA4575	7,5 mm	IIPSCA5075	7,5 mm	IIPSCA5575	7,5 mm	IIPSCA6075	7,5 mm
IIPSCA4585	8,5 mm	IIPSCA5085	8,5 mm	IIPSCA5585	8,5 mm	IIPSCA6085	8,5 mm
IIPSCA4510	10,0 mm	IIPSCA5010	10,0 mm	IIPSCA5510	10,0 mm	IIPSCA6010	10,0 mm
IIPSCA4511	11,5 mm	IIPSCA5011	11,5 mm	IIPSCA5511	11,5 mm	IIPSCA6011	11,5 mm
IIPSCA4513	13,0 mm	IIPSCA5013	13,0 mm	IIPSCA5513	13,0 mm		
IIPSCA4515	15,0 mm	IIPSCA5015	15,0 mm				

Breite Plattform Ø 5,5 mm



Ø 5,5		Ø 6,0		Ø 6,25	
Art. - Nr.	Länge	Art. - Nr.	Länge	Art. - Nr.	Länge
IIPACA5555	5,5 mm	IIPACA6055	5,5 mm	IIPACA6255	5,5 mm
IIPACA5565	6,5 mm	IIPACA6065	6,5 mm	IIPACA6265	6,5 mm
IIPACA5575	7,5 mm	IIPACA6075	7,5 mm	IIPACA6275	7,5 mm
IIPACA5585	8,5 mm	IIPACA6085	8,5 mm	IIPACA6285	8,5 mm
IIPACA5510	10,0 mm	IIPACA6010	10,0 mm		
IIPACA5511	11,5 mm	IIPACA6011	11,5 mm		
IIPACA5513	13,0 mm	IIPACA6013	13,0 mm		
IIPACA5515	15,0 mm				



BTI Mehrweg-Bohrer

Spiralbohrer

	Art. - Nr.	Länge
FICS		10,0 mm
	FIL	15,0 mm

	Art. - Nr.	Ø (mm)	Länge
	F18CS	1,8	15,0 mm
	F18LS	1,8	18,0 mm
	F1825CS	1,8→2,5	15,0 mm
	F1825LS	1,8→2,5	18,0 mm
	F25CS	2,5	15,0 mm
	F25LS	2,5	18,0 mm
	F28CS	2,8	15,0 mm
	F28LS	2,8	18,0 mm
	F30CS	3,0	15,0 mm
	F30LS	3,0	18,0 mm
	F32CS	3,25	15,0 mm
	F32LS	3,25	18,0 mm
	F35CS	3,5	15,0 mm
	F35LS	3,5	18,0 mm
	F37CS	3,75	15,0 mm
	F37LS	3,75	18,0 mm
	F40CS	4,0	15,0 mm
	F40LS	4,0	18,0 mm
	F42CS	4,25	15,0 mm
	F42 LS	4,25	18,0 mm
	F45CS	4,5	15,0 mm
	F45LS	4,5	18,0 mm
	F47CS	4,75	15,0 mm
	F47LS	4,75	18,0 mm
	F51CS	5,1	15,0 mm
	F53CS	5,3	15,0 mm

Versenker

	Art. - Nr.		Ø (mm)	Tiefenmarkierung
	INFAPUC	Standard Plattform, kurz	4,1	5,0 mm
	INFAPUL	Standard Plattform, lang	4,1	5,0 mm
	INFAPSC	Standard Plus, kurz	4,5	4,5 mm
	INFAPSL	Standard Plus, lang	4,5	4,5 mm
	INFAPAC	breite Plattform, kurz	5,5 und 6,0	4,5 und 5,5 mm
	INFAPAL	breite Plattform, lang	5,5 und 6,0	4,5 und 5,5 mm

Bohrer mit frontaler Schneide

	Art. - Nr.	Ø (mm)	Länge
	FCF30L	3,0	13,0 mm
	FCF35L	3,5	13,0 mm
	FCF40L	4,0	13,0 mm
	FCF45L	4,5	13,0 mm
	FCF51L	5,1	13,0 mm
	FCF55L	5,5	13,0 mm

Einmalbohrer-Sets


	Art. - Nr.	Ø (mm)	Länge
	KFD1	Initial	15,0 mm
		Pilot 1,8 → 2,5 mm	18,0 mm
		Pilot 2,5 → 3,0 mm	18,0 mm
	KFD2	Initial	15,0 mm
		Pilot 1,8 → 2,5 mm	18,0 mm
		Pilot 2,5 → 3,0 mm	18,0 mm
		Pilot 3,2 → 3,8 mm	18,0 mm

BTI Crest Expansoren




KAMMSPREIZUNG


⊙ Ø 2,5 mm Implantate mit 3.0 Plattform



⊙ Ø 3,0 mm Implantate mit 3.0 Plattform




⊙ Ø 3,3 mm Implantate mit 3.0 Plattform




KNOCHENVERDICHTUNG


⊙ Ø 3,3 mm Implantate mit Standard Plattform



⊙ Ø 3,75 mm Implantate mit Standard Plattform




⊙ Ø 5,0 mm Implantate mit breiter Plattform



EXPANSOREN

- EXPANSOR 1
Ø 2,0 mm
- EXPANSOR 2
Ø 2,6 mm
- EXPANSOR KNOCHENVERDICHTER 3
Ø 3,1 mm
- EXPANSOR KNOCHENVERDICHTER 4
Ø 3,8 mm



KEXCO



Inhalt

- Initialbohrer, kurz
- Expansoren Nr. 1 - 4, lang
- Expansoren Nr. 1 - 4, kurz

Alle Teile sind auch einzeln bestellbar.

- Winkelstückeinsatz, kurz und lang
- Ratscheneinsatz, kurz und lang
- Kunststoff-Box

Expansoren

Art. - Nr.

ECO1 ECO2 ECO3 ECO4



Inhalt

- Expansor Nr. 1, lang
- Expansor Nr. 2, lang
- Expansor Nr. 3, lang
- Expansor Nr. 4, lang

Ø Apex

-
- 1,4 mm
- 1,9 mm
- 2,6 mm

Ø Körper

- 2,0 mm
- 2,6 mm
- 3,1 mm
- 3,8 mm

Länge

- 15,0 mm
- 15,0 mm
- 15,0 mm
- 15,0 mm

Art. - Nr.

COMP1 COMP2 COMP3 COMP4



Inhalt

- Expansor Nr. 1, kurz
- Expansor Nr. 2, kurz
- Expansor Nr. 3, kurz
- Expansor Nr. 4, kurz

Ø Apex

-
- 1,4 mm
- 1,9 mm
- 2,6 mm

Ø Körper

- 2,0 mm
- 2,6 mm
- 3,1 mm
- 3,8 mm

Länge

- 11,5 mm
- 11,5 mm
- 11,5 mm
- 11,5 mm

IET

Expansionsimplantate

Art. - Nr.

IET2511
IET2585
IET2565



Art. - Nr.

IET2565
IET2585
IET2511


Ø (mm)

- 2,5
- 2,5
- 2,5

Länge

- 6,5 mm
- 8,5 mm
- 11,5 mm

⊙ Expansionsimplantate Ø 2,5 mm



Chirurgische und prothetische Instrumente

Drehmomentratsche für Chirurgie



Art. - Nr.
LLMQ
Inhalt
Chirurgische Drehmomentratsche
20 - 70 Ncm

Implantateindreher für die chirurgische Ratsche

für 4,5 mm lange Implantate



Schmale Plattform

Art. - Nr.	Länge
INEAE24	24 mm
INEAE29	29 mm



Standard Plattform

INEAU15	15 mm
INEAU24	22 mm
INEAU29	29 mm

für alle anderen Implantate



3.0 Plattform

EAI324	24 mm
EAI329	29 mm



Schmale Plattform

EAIE24	24 mm
EAIE29	29 mm



Standard, Standard Plus
und breite Plattform

EAI15	15 mm
EAI24	24 mm
EAI29	29 mm

Positionierer für UNIT® Distanzhülse

Prothetische Plattform UNIT



Ø 3,5 mm

PTUPE16	16,0 mm
PTUPE22	22,0 mm



Ø 4,1 mm

PTUPU16	16,0 mm
PTUPU22	22,0 mm



Ø 5,5 mm

PTUPA16	16,0 mm
PTUPA22	22,0 mm

Drehmomentratsche für Prothetik




Art. - Nr.
LLMTP
Inhalt
Drehmomentratsche
inkl. Adapter für
Drehmomentratschen-Einsätze (MDPT1)
und Winkelstückeinsätze (LLEC1)
10 - 35 Ncm

Die Adapter **MDPT1** und **LLEC1** sind auch
einzeln erhältlich.

Schraubendreher



Artikel	Art. - Nr.	Länge
Sechskant-Schraubendreher (großer Sechskant)	DHG17	17,0 mm
	DHG24	24,0 mm
	DHG36	36,0 mm



Vierkant-Schraubendreher	DC17	17,0 mm
	DC24	24,0 mm
	DC36	36,0 mm



Distanzhülsen- Schraubendreher	DCE17	17,0 mm
	DCE24	24,0 mm



Locator Multi-Werkzeug

HPL

Drehmomentratschen-Einsätze



Artikel
Großer Sechskant
(parallelwandig)

Art. - Nr.	Länge
PTHS16	16,0 mm
PTHS22	22,0 mm



Vierkant
(parallelwandig)

PTCS16	16,0 mm
PTCS22	22,0 mm



für MULTI-IM® und UNIT® Distanzhülsen
(Multi-IM: alle Plattformen)
(UNIT: Standard Plattform und
schmale Plattform erweitert)

PTTU16	16,0 mm
PTTU22	22,0 mm



für UNIT® Distanzhülsen
(3,0 Plattform und schmale Plattform)

PTTE16	16,0 mm
PTTE22	22,0 mm



für UNIT® Distanzhülsen
(Breite Plattform und Standard erweitert)

PTUA16	16,0 mm
PTUA22	22,0 mm



Sechskant, abgerundet
Für Angulationen bis 15°

PTHA16	16,0 mm
PTHA22	22,0 mm
PTHA28	28,0 mm
PTHA34	34,0 mm



Sechskant, abgerundet
Für Angulationen von 15° bis 30°

PTHB16	16,0 mm
PTHB22	22,0 mm
PTHB28	28,0 mm
PTHB34	34,0 mm



Schlitzschraubendreher

PTPP22 22,0 mm



Für Locator-Abutments

PTTL15	15,0 mm
PTTL21	21,0 mm



Für Dalbo-Abutments

PTDO 16,0 mm

Winkelstück-Einsätze



Artikel
Sechskant
(großer Sechskant)

Art. - Nr.	Länge
PHG17	17,0 mm
PHG24	24,0 mm
PHG30	30,0 mm



Großer Sechskant
(parallelwandig)

PHS17	17,0 mm
PHS24	24,0 mm
PHS30	30,0 mm



Vierkant

PDC17	17,0 mm
PDC24	24,0 mm
PDC30	30,0 mm



Für MULTI-IM® und UNIT®
Standard Plattform

PDTU17	17,0 mm
PDTU24	24,0 mm
PDTU30	30,0 mm



Für Registrierpfosten

PDIRO24	24,0 mm
PDIRO30	30,0 mm



Für Locator-Abutments

PTL23	23,0 mm
PTL29	29,0 mm



Für Titanmagnetics

TIXL-LLT



Schlitz
(Standard, Standard Plus und breite Plattform)
ACHTUNG! Nur für Interna® Gingivaformer

PDP24	24,0 mm
-------	---------

Restaurationen auf Abutmentniveau mit **UNIT®**

*EINZELZAHNVERSORGUNGEN (verschraubt)
und die Komponente der Wahl für Sofortbelastungen*

 **3,0**
Plattform
Ø 3,0 mm

UNIT® erweitert
Seiten 10-11

 **Schmale/CORE**
Plattform
Ø 3,5 mm

UNIT® gerade
Seiten 10-11

UNIT® erweitert
Seiten 12-13

UNIT® abgewinkelt
Seiten 22-23

 **Standard/Plus**
Plattform
Ø 4,1 mm

UNIT® gerade
Seiten 12-13

UNIT® erweitert
Seiten 14-15

UNIT® abgewinkelt
Seiten 22-23

 **Breite**
Plattform
Ø 5,5 mm

UNIT® gerade
Seiten 14-15

▶ DISTANZHÜLSE (Ti Golden®)

+

SCHUTZKAPPE

+

ABFORMPFOSTEN

+

LABORANALOG

+

PROVISORISCHE VERSORGUNG//

//DEFINITIVE VERSORGUNG

+

AUSBRENNBARE HÜLSE

+

AUFWACHSSCHRAUBE


+

HALTESCHRAUBEN

||

 3,0 Plattform

ERWEITERT



! **WICHTIG:**
Mit Ø 2,5 mm Implantaten
NICHT KOMPATIBEL


UNIT® erweitert

Art. - Nr.	Höhe
INTMIUP320	2,0 mm
INTMIUP325	2,5 mm
INTMIUP330	3,0 mm

Schraubendreher: PTTEXX

 Schmale/CORE Plattform

GERADE



! **WICHTIG:**
Mit 4,5 mm langen Implantaten
NICHT KOMPATIBEL

UNIT® gerade

Art. - Nr.	Höhe
INTMIUPE3515	1,5 mm
INTMIUPE3520	2,0 mm
INTMIUPE3525	2,5 mm
INTMIUPE3530	3,0 mm
INTMIUPE3535	3,5 mm
INTMIUPE3540	4,0 mm
INTMIUPE3550	5,0 mm

Schraubendreher: PTTEXX

Art. - Nr.	Ø	Höhe
TPMIUPE	3,5 mm	3,0 mm

**10 Ncm**

KONVENTIONELL

Abformpfosten

Offene Abformung

Art. - Nr.	Höhe
CIMIUE	10,0 mm



DIGITAL

Scan Body

Art. - Nr.
SBIMIUE



KONVENTIONELL

Art. - Nr.
RLMIUE



DIGITAL

Modellanaloge

Art. - Nr.
RDIMIUE



PROVISORISCH

Zylinder

Art. - Nr.
CPMIUE (Titan)



DEFINITIV

SQUARE Ästhetik-Abutment
(Ti Golden®)

Art. - Nr.	Höhe	Ø Prot.
IESMIUPE	3,5 mm	3,5 mm



! **Wichtig:** Ausbrennbare Hülse nur für
konventionelle Herstellungsverfahren

Art. - Nr.
CIESMIUPE

**Erweitertes SQUARE**
Ästhetik-Abutment
(Ti Golden®)

Art. - Nr.	Höhe	Ø Prot.
IESMIUPEEX	3,5 mm	4,5 mm



Art. - Nr.
CIESMIUPEEX



Art. - Nr.	Höhe
TEMIR12	12 mm
TEMIR	15 mm
TEMIR20	20 mm



(reduzierter Durchmesser)

Ti Black®

Art. - Nr.

TTMIR

Für vorgefertigte Komponenten
Für über CAD/CAM hergestellte
Versorgungen mit Angulation 0° - 15°
20 Ncm

Ti Black®

Art. - Nr.

TTMI30 (Sechskant)

Für über CAD/CAM hergestellte
Versorgungen mit Angulation 15° - 30°
Nicht kompatibel mit vorgefertigten
Komponenten

20 Ncm

! **Wichtig:** Sechskant nur kompatibel mit
PTHBXX

▶ DISTANZHÜLSE (Ti Golden®)

+

SCHUTZKAPPE

+

ABFORMPFOSTEN

+

LABORANALOG

+

PROVISORISCHE VERSORGUNG//

//DEFINITIVE VERSORGUNG

+

AUSBRENNBARE HÜLSE

+

AUFWACHSSCHRAUBE


+

HALTESCHRAUBEN

||

 **Schmale/CORE
Plattform**

ERWEITERT



! **WICHTIG:**
Mit 4,5 mm langen Implantaten
NICHT KOMPATIBEL

UNIT® erweitert


Art. - Nr.	Höhe
INTMIUPE20	2,0 mm
INTMIUPE25	2,5 mm
INTMIUPE30	3,0 mm
INTMIUPE35	3,5 mm
INTMIUPE40	4,0 mm
INTMIUPE50	5,0 mm

35 Ncm

Schraubendreher: PTTUXX

 **Standard/Plus
Plattform**

GERADE



! **WICHTIG:**
Mit 4,5 mm langen Implantaten
NICHT KOMPATIBEL

UNIT® gerade

Art. - Nr.	Höhe
INTMIUPU15	1,5 mm
INTMIUPU20	2,0 mm
INTMIUPU25	2,5 mm
INTMIUPU30	3,0 mm
INTMIUPU35	3,5 mm
INTMIUPU40	4,0 mm
INTMIUPU50	5,0 mm

35 Ncm

Schraubendreher: PTTUXX

Art. - Nr.	Ø	Höhe
TPMIUPU	4,0	3,5 mm
TPMIUPUS	4-5	3,5 mm
TPMIUPUEX	4-6	3,5 mm

Abformpfosten**Offene Abformung**

Art. - Nr.	Höhe
CIMIUPU	10 mm

Geschlossene Abformung

Art. - Nr.	Höhe
CIDMIUPU	7,5 mm

**Art. - Nr.
SID (5 Stück)****Scan Body**

Art. - Nr.
SBIMIUPU

Art. - Nr.
RLMIUPU**Modellanaloge**

Art. - Nr.
RDIMIUPU

ZylinderArt. - Nr.
CPMIUPU
(Titan)Art. - Nr.
CPMIUPUP
(Kunststoff)**SQUARE Ästhetik-Abutment
(Ti Golden®)**

Art. - Nr.	Höhe	Ø Prot.
IESMIUPU	3,5 mm	4,1 mm
IESMIUPUL	6,5 mm	4,1 mm

**Erweitertes SQUARE
Ästhetik-Abutment (Ti Golden®)**

Art. - Nr.	Höhe	Ø Prot.
IESMIUPUEX	3,5 mm	5,1 mm

Zylinder

PUCMIUPU

Wichtig: Ausbrennbare Hülse nur für
konventionelle Herstellungsverfahren

Art. - Nr.
CIESMIUPU

CIESMIUPUL

CIESMIUPUEX

Art. - Nr.	Höhe
TEMIR12	12,0 mm
TEMIR	15,0 mm
TEMIR20	20,0 mm

(reduzierter Durchmesser)

**Ti Black®
Art. - Nr.**

TTMIR

Für vorgefertigte Komponenten
Für über CAD/CAM hergestellte
Versorgungen mit Angulation 0° - 15°
20 Ncm

**Ti Black®
Art. - Nr.**

TTMI30 (Sechskant)

Für über CAD/CAM hergestellte
Versorgungen mit Angulation 15° - 30°
Ausschließlich kompatibel mit der
Ausführung IESMIUPUEX
20 Ncm

Wichtig: Sechskant nur kompatibel mit PTHBXX

► DISTANZHÜLSE (Ti Golden®) + SCHUTZKAPPE + ABFORMPFOSTEN + LABORANALOG + PROVISORISCHE VERSORGUNG// //DEFINITIVE VERSORGUNG + AUSBRENNBARE HÜLSE + AUFWACHSSCHRAUBE + HALTESCHRAUBEN ||

Standard/Plus Plattform

ERWEITERT

PROTHETISCHER Ø
5,5 mm

Ø der IMPLANTAT-
PLATTFORM
4,1 mm

WICHTIG:
Mit 4,5 mm langen Implantaten
NICHT KOMPATIBEL

UNIT® erweitert

Art. - Nr.	Höhe
INTMIUPEX20	2,0 mm
INTMIUPEX25	2,5 mm
INTMIUPEX30	3,0 mm
INTMIUPEX35	3,5 mm
INTMIUPEX40	4,0 mm

Schraubendreher: PTUAXX

Art. - Nr.	Ø	Höhe
TPMIUPA	5,5	3,5 mm
TPMIUPAEX	5,5-7	3,5 mm

10 Ncm

KONVENTIONELL
DIGITAL

Abformpfosten

Art. - Nr.	Höhe
CIMIUPA	10 mm

Scan Body

Art. - Nr.
SBIMIUPA

KONVENTIONELL
DIGITAL

Art. - Nr.
RLMIUPA

Modellanaloge

Art. - Nr.
RDIMIUPA

PROVISORISCH

Zylinder

Art. - Nr.	Art. - Nr.
CPMIUPA (Titan)	CPMIUPAP (Kunststoff)

DEFINITIV

SQUARE Ästhetik-Abutment (Ti Golden®)

Art. - Nr.	Höhe	Ø Prot.
IESMIUPA	3,5 mm	5,5 mm

Wichtig: Ausbrennbare Hülse nur für konventionelle Herstellungsverfahren

Art. - Nr.
CIESMIUPA

Erweitertes SQUARE Ästhetik-Abutment (Ti Golden®)

Art. - Nr.	Höhe	Ø Prot.
IESMIUPAEX	3,5 mm	6,5 mm

Art. - Nr.
CIESMIUPAEX

ausbrennbarer Zylinder

Art. - Nr.
PUCMIUPA

Art. - Nr.	Höhe
INTEIU (lang)	20,6 mm

Art. - Nr.
TTMIUPA (Sechskant)
Für vorgefertigte Komponenten
Für über CAD/CAM hergestellte
Versorgungen mit Angulation 15°

20 Ncm

Restaurationen auf Abutmentniveau mit MULTI-IM[®]

MEHRGLIEDRIGE VERSORGUNGEN (verschraubt)
und die Komponente der Wahl für Sofortbelastungen

 **3,0**
Plattform
Ø 3,0 mm

MULTI-IM[®] erweitert
Seiten 18-19

 **Schmale/CORE**
Plattform
Ø 3,5 mm

MULTI-IM[®] erweitert

Seiten 18-19 Ø 4,1
Seiten 20-21 Ø 5,5

MULTI-IM[®] abgewinkelt
Seiten 22-23

 **Standard/Plus**
Plattform
Ø 4,1 mm

MULTI-IM[®] gerade
Seiten 18-19

MULTI-IM[®] erweitert
Seiten 20-21

MULTI-IM[®] abgewinkelt
Seiten 22-23

 **Breite**
Plattform
Ø 5,5 mm

MULTI-IM[®] gerade
Seiten 20-21

▶ DISTANZHÜLSE (Ti Golden®)

+

SCHUTZKAPPE

+

ABFORMPFOSTEN

+

LABORANALOG

+

PROVISORISCHE VERSORGUNG//

//DEFINITIVE VERSORGUNG

+

AUSBRENNBARE HÜLSE

+

AUFWACHSSCHRAUBE

+

HALTESCHRAUBEN


||

**3,0
Plattform****ERWEITERT**

PROTHETISCHER Ø

4,1 mmØ der IMPLANTAT-
PLATTFORM**3,0 mm****Schmale/CORE
Plattform****ERWEITERT**

PROTHETISCHER Ø

4,1 mmØ der IMPLANTAT-
PLATTFORM**3,5 mm****Standard/Plus
Plattform****GERADE**

PROTHETISCHER Ø

4,1 mmØ der IMPLANTAT-
PLATTFORM**4,1 mm****MULTI-IM® erweitert**

! für Ø 2.5 mm Implantate

Art. - Nr.	Höhe
INTMIP32505	0,5 mm
INTMIP32510	1,0 mm
INTMIP32515	1,5 mm
INTMIP32520	2,0 mm
INTMIP32525	2,5 mm
INTMIP32530	3,0 mm
INTMIP32535	3,5 mm
INTMIP32540	4,0 mm

35 Ncm

Schraubendreher: PTTUXX

! für Ø 3.0/3.3 mm Implantate

Art. - Nr.	Höhe
INTMIP305	0,5 mm
INTMIP310	1,0 mm
INTMIP315	1,5 mm
INTMIP320	2,0 mm
INTMIP325	2,5 mm
INTMIP330	3,0 mm
INTMIP335	3,5 mm
INTMIP340	4,0 mm
INTMIP350	5,0 mm

35 Ncm

Schraubendreher: PTTUXX

MULTI-IM® erweitert

! für 4.5 mm lange Implantate

Art. - Nr.	Höhe
INTMIPE4520	2,0 mm
INTMIPE4525	2,5 mm
INTMIPE4530	3,0 mm
INTMIPE4535	3,5 mm
INTMIPE4540	4,0 mm
INTMIPE4550	5,0 mm

35 Ncm

Schraubendreher: PTTUXX

! für alle anderen Implantate

Art. - Nr.	Höhe
INTMIPE05	0,5 mm
INTMIPE10	1,0 mm
INTMIPE15	1,5 mm
INTMIPE20	2,0 mm
INTMIPE25	2,5 mm
INTMIPE30	3,0 mm
INTMIPE35	3,5 mm
INTMIPE40	4,0 mm
INTMIPE50	5,0 mm

35 Ncm

Schraubendreher: PTTUXX

MULTI-IM® gerade

! für 4.5 mm lange Implantate

Art. - Nr.	Höhe
INTMIPU4520	2,0 mm
INTMIPU4525	2,5 mm
INTMIPU4530	3,0 mm
INTMIPU4535	3,5 mm
INTMIPU4540	4,0 mm
INTMIPU4550	5,0 mm

35 Ncm

Schraubendreher: PTTUXX

! für alle anderen Implantate

Art. - Nr.	Höhe
INTMIPU05	0,5 mm
INTMIPU10	1,0 mm
INTMIPU15	1,5 mm
INTMIPU20	2,0 mm
INTMIPU25	2,5 mm
INTMIPU30	3,0 mm
INTMIPU35	3,5 mm
INTMIPU40	4,0 mm
INTMIPU50	5,0 mm

35 Ncm

Schraubendreher: PTTUXX

Abformpfosten

Offene Abformung	Art. - Nr.	Ø	Höhe
	CIMIPEU	4,0	9,0 mm

Registrierpfosten

Art. - Nr.	Ø	Höhe
IROMIEU1	4,0	6,0 mm
IROMIEU	4,0	9,0 mm

Scan Body

Art. - Nr.
SBIMIPEU

Modellanaloge

Art. - Nr.
RLMIEU

Zylinder

Art. - Nr.
CPMIPEU (Titan)



Art. - Nr.
CPMIPEUP (Kunststoff)

SteggelenkeHöhe
der
Kugel

3,5 mm

4,5 mm

BAP1

BAP1A

BAP2A

BAP2C

BAP2B

BAP2D

BAP3

Ästhetik-Abutment

(Ti Golden®)



Art. - Nr.	Höhe	Ø Prot.
IESMIPU	4,2 mm	4,3 mm

Erweitertes Ästhetik-Abutment

(Ti Golden®)



Art. - Nr.	Höhe	Ø Prot.
IESMIPUEX	4,2 mm	5,0 mm

Zylinder

Art. - Nr.
COMIPEU (Gold)



Art. - Nr.
CCMIPEU (Kunststoff)

Wichtig: Ausbrennbare Hülse nur für konventionelle Herstellungsverfahren

Art. - Nr.
CIESMIPU



Art. - Nr.
CIESMIPUEX

**Art. - Nr.**

TEMIR12

TEMIR

TEMIR20

(reduzierter Durchmesser)

Höhe

12,0 mm

15,0 mm

20,0 mm

Ti Black®**Art. - Nr.**

TTMIR

Für vorgefertigte Komponenten

Für über CAD/CAM hergestellte

Versorgungen mit Angulation 0° - 15°

20 Ncm

Schmale/CORE Plattform

ERWEITERT

PROTHETISCHER Ø
5,5 mm

Ø der IMPLANTAT-PLATTFORM
3,5 mm

MULTI-IM® erweitert

! für 4,5 mm lange Implantate		! für alle anderen Implantate	
Art. - Nr.	Höhe	Art. - Nr.	Höhe
INTMIPEEX4520	2,0 mm	INTMIPEEX15	1,5 mm
INTMIPEEX4525	2,5 mm	INTMIPEEX20	2,0 mm
INTMIPEEX4530	3,0 mm	INTMIPEEX25	2,5 mm
INTMIPEEX4535	3,5 mm	INTMIPEEX30	3,0 mm
INTMIPEEX4540	4,0 mm	INTMIPEEX35	3,5 mm
INTMIPEEX4550	5,0 mm	INTMIPEEX40	4,0 mm
35 Ncm		INTMIPEEX50	5,0 mm
Schraubendreher: PTTUXX		Schraubendreher: PTTUXX	

Standard/Plus Plattform

ERWEITERT

PROTHETISCHER Ø
5,5 mm

Ø der IMPLANTAT-PLATTFORM
4,1 mm

MULTI-IM® erweitert

! für 4,5 mm lange Implantate		! für alle anderen Implantate	
Art. - Nr.	Höhe	Art. - Nr.	Höhe
INTMIPUEX4520	2,0 mm	INTMIPUEX10	1,0 mm
INTMIPUEX4525	2,5 mm	INTMIPUEX15	1,5 mm
INTMIPUEX4530	3,0 mm	INTMIPUEX20	2,0 mm
INTMIPUEX4535	3,5 mm	INTMIPUEX25	2,5 mm
INTMIPUEX4540	4,0 mm	INTMIPUEX30	3,0 mm
INTMIPUEX4550	5,0 mm	INTMIPUEX35	3,5 mm
35 Ncm		INTMIPUEX40	4,0 mm
Schraubendreher: PTTUXX		Schraubendreher: PTTUXX	

Breite Plattform

GERADE

PROTHETISCHER Ø
5,5 mm

Ø der IMPLANTAT-PLATTFORM
5,5 mm

MULTI-IM® gerade

Art. - Nr.	Höhe
INTMIPA10	1,0 mm
INTMIPA20	2,0 mm
INTMIPA25	2,5 mm
INTMIPA30	3,0 mm
INTMIPA40	4,0 mm
35 Ncm	
Schraubendreher: PTTUXX	

Abformpfosten

Art. - Nr.	Ø	Höhe
TPMIA 10 Ncm	5,5	4,0 mm
TPMIPAEX 10 Ncm	5,5-7	4,0 mm

Registrierpfosten

Art. - Nr.	Ø	Höhe
IROMIA	5,5	9,0 mm

Scan Body

Art. - Nr.
SBIMIPA

Modellanaloge

Art. - Nr.
RLMIA
RDIMIA

Zylinder

Art. - Nr.	Art. - Nr.
CPMIPA (Titan)	CPMIPAP (Kunststoff)

Steggelenke

Höhe der Kugel	BAPA1	BAPA2A	BAPA2B
3,5 mm			
4,5 mm	BAPA1A	BAPA2C	BAPA2D

BAP3

Ästhetik-Abutment (Ti Golden®)

Art. - Nr.	Höhe	Ø Prot.
IESMIPA	4,2 mm	5,5 mm

Erweitertes Ästhetik-Abutment (Ti Golden®)

Art. - Nr.	Höhe	Ø Prot.
IESMIPAEX	4,2 mm	6,5 mm

Zylinder

Art. - Nr.	Art. - Nr.
COMIPA (Gold)	CCMIPA (Kunststoff)

Art. - Nr.

CZMIPA (Ti für CAD/CAM)

Ti Black®

Art. - Nr.	Höhe
TEMIR12	12,0 mm
TEMIR	15,0 mm
TEMIR20	20,0 mm
(reduzierter Durchmesser)	

Ti Black®

Art. - Nr.
TTMIR
TTMI30 (Sechskant)

► DISTANZHÜLSE (Ti Golden®) + SCHUTZKAPPE + ABFORMPFOSTEN + LABORANALOG + PROVISORISCHE VERSORGUNG// //DEFINITIVE VERSORGUNG + AUSBRENNBARE HÜLSE + AUFWACHSSCHRAUBE + HALTESCHRAUBEN ||



Schmale/CORE
Plattform



PROTHETISCHER Ø
5,0 mm

Ø der IMPLANTAT-
PLATTFORM
3,5 mm



Standard/Plus
Plattform



PROTHETISCHER Ø
5,0 mm

Ø der IMPLANTAT-
PLATTFORM
4,1 mm

WICHTIG:
Mit 4,5 mm langen Implantaten
NICHT KOMPATIBEL

UNIT®/MULTI-IM®
abgewinkelt 17°

Art. - Nr.	Höhe
INTMIPEB15	1,5 mm
INTMIPEB20	2,0 mm
INTMIPEB30	3,0 mm

Schraubendreher: PTHSXX

UNIT®/MULTI-IM®
abgewinkelt 30°

Art. - Nr.	Höhe
INTMIPEC15	1,5 mm
INTMIPEC20	2,0 mm
INTMIPEC30	3,0 mm

Schraubendreher: PTHSXX

WICHTIG:
Mit 4,5 mm langen Implantaten
NICHT KOMPATIBEL

UNIT®/MULTI-IM®
abgewinkelt 17°

Art. - Nr.	Höhe
INTMIPUB15	1,5 mm
INTMIPUB20	2,0 mm
INTMIPUB30	3,0 mm
INTMIPUB40	4,0 mm
INTMIPUB50	5,0 mm

Schraubendreher: PTHSXX

UNIT®/MULTI-IM®
abgewinkelt 30°

Art. - Nr.	Höhe
INTMIPUC15	1,5 mm
INTMIPUC20	2,0 mm
INTMIPUC30	3,0 mm

Schraubendreher: PTHSXX

Art. - Nr.	Ø	Höhe
TPMIEUA	5,0	5,0 mm



Einzelzahnversorgung

Abformpfosten



Offene Abformung	Art. - Nr.	Ø	Höhe
	CIMIUPUA	5,0	10,0 mm

KONVENTIONELL

Scan Body



Art. - Nr.
SBIMIUPUA

DIGITAL



mehrgliedrige Versorgung

Abformpfosten



Offene Abformung	Art. - Nr.	Ø	Höhe
	CIMIPEUA	5,0	10,0 mm

KONVENTIONELL

Registrierpfosten



Art. - Nr.	Ø	Höhe
IROMIEUA	4,0	9,0 mm

DIGITAL

Scan Body



Art. - Nr.
SBIMIEUA

KONVENTIONELL



Art. - Nr.
RLMIEUA

DIGITAL



Modellanaloge

Art. - Nr.
RDIMIEUA

PROVISORISCH



Einzelzahnversorgung

Zylinder



Art. - Nr. (Titan)
CPMIUPUA



mehrgliedrige Versorgung

Zylinder



Art. - Nr. (Titan)
CPMIPEUA

DEFINITIV



Einzelzahnversorgung

SQUARE Ästhetik-Abutment



Art. - Nr.	Höhe	Ø Prot.
IESMIUPUA	3,7 mm	5,5 mm

Wichtig: Ausbrennbare Hülse nur für
konventionelle Herstellungsverfahren



Einzelzahnversorgung



Art. - Nr.
CIESMIUPUA



mehrgliedrige Versorgung

Ästhetik-Abutment



Art. - Nr.	Höhe	Ø Prot.
IESMIPUA	4,7 mm	5,1 mm



mehrgliedrige Versorgung



Art. - Nr.
CIESMIPUA



Art. - Nr.	Höhe
TEMIR12	12,0 mm
TEMIR	15,0 mm
TEMIR20 (reduzierter Durchmesser)	20,0 mm

Ti Black®
Art. - Nr.

TTMIR
Für vorgefertigte Komponenten
Für über CAD/CAM hergestellte
Versorgungen mit Angulation 0° - 15°
(nicht abhängig von der Angulation der
Distanzhülse)
20 Ncm

Ti Black®
Art. - Nr.

TTMI30 (Sechskant)
Für über CAD/CAM hergestellte
Versorgungen mit Angulation 15° - 30°
(nicht abhängig von der Angulation der
Distanzhülse)
Nicht kompatibel mit vorgefertigten
Komponenten
20 Ncm
Wichtig: Sechskant nur
kompatibel mit PTHBXX



Restaurationen auf Implantatniveau

 **3,0**
Plattform
Ø 3,0 mm

Seiten 26-27

 **Schmale/CORE**
Plattform
Ø 3,5 mm

Seiten 28-29

 **Standard/Plus**
Plattform
Ø 4,1 mm

Seiten 30-31

 **Breite**
Plattform
Ø 5,5 mm

Seiten 32-33

Restaurationen auf Implantatniveau



GINGIVAFORMER

Gerade

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPC3R33	3,0	3,0 mm
INPC3R34	3,0	4,0 mm
20 Ncm		

Reduziert

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPC3RRE33	3,0 → 1,8	3,0 mm
INPC3RRE34	3,0 → 1,8	4,0 mm
20 Ncm		

WICHTIG:

! Ø 2,5 mm Implantate
nur für mehrgliedrige
Versorgungen auf
MULTI-IM® INTMIP325XX
(Seite 18)

ABFORMPFOSTEN

Abformpfosten

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCI33	3,0	12,0 mm

Scan Body

Art. - Nr.
SBII31

LABORANALOG

Art. - Nr.
INRLI3

Modellanaloge

Art. - Nr.
INRDII3

PROVISORISCHE VERSORGUNG

Provisorischer Titan-Zylinder

Art. - Nr.
INCPI30 (ohne Rotationsschutz)
INCPI31 (mit Rotationsschutz)

DEFINITIVE VERSORGUNG

SQUARE Ästhetik-Abutment* (Ti Golden®)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPESP30	3,0	0,0 mm
INPESP31	3,0	1,0 mm
INPESP32	3,0	2,0 mm

* Diese Komponenten werden mit der
passenden Halteschraube geliefert.

Art. - Nr. (Kunststoff)
CPESPE

Wichtig: Ausbrennbare Hülse nur für
konventionelle Herstellungsverfahren

Titan-Bioabutment (Ti Golden®)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPPT3B33	3,4	3,0 mm
INPPT3B34	3,4	4,0 mm

Square Aufwachsschraube

Art. - Nr.	Höhe
INTEPESPE	21,0 mm

Aufwachsschraube

Art. - Nr.	Höhe
INTEIU16 (kurz)	16,1 mm
INTEIU (lang)	20,6 mm

Passende Halteschraube (wird mitgeliefert)

Art. - Nr.
INTTUHCR

Halteschrauben

Gold
Art. - Nr.
INTTOOC (Vierkant)
35 Ncm
Ti Black®
Art. - Nr.
INTTUH (Sechskant)
35 Ncm

Restaurationen auf Implantatniveau



► GINGIVAFORMER +

ABFORMPFOSTEN +

LABORANALOG +

PROVISORISCHE VERSORGUNG//

//DEFINITIVE VERSORGUNG +

AUFWACHSSCHRAUBE / LABORSCHRAUBE +

HALTESCHRAUBEN ||

Gerade

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPCER31	3,5	1,0 mm
INPCER32	3,5	2,0 mm
INPCER33	3,5	3,0 mm
INPCER34	3,5	4,0 mm
INPCER35	3,5	5,0 mm
INPCER42	4,5	2,0 mm
INPCER43	4,5	3,0 mm
INPCER44	4,5	4,0 mm

20 Ncm

Reduziert

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPCERRE33	3,5 → 2	3,0 mm
INPCERRE34	3,5 → 2	4,0 mm

20 Ncm

Abformpfosten

OFFENE ABFORMUNG
(mit Rotationsschutz)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCIE31	3,5	9,0 mm
INCIE3	3,5	12,0 mm
INCIE41	4,5	9,0 mm
INCIE4	4,5	12,0 mm

(ohne Rotationsschutz)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCIRIE51	5,0	9,0 mm
INCIRIE5	5,0	12,0 mm

GESCHLOSSENE ABFORMUNG

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCIDE2	3,5	8,5 mm
INCIDE3	3,5	9,5 mm
INCIDE4	3,5	10,5 mm

SID (5 Stück)

Scan Body

Art. - Nr.
SBIIE1

Art. - Nr.
INRLIE

Art. - Nr.
INRDIE

Provisorischer Titan-Zylinder

Art. - Nr.
INCP1E1 (mit Rotationsschutz)
INCP1E0 (ohne Rotationsschutz)

Provisorischer Kunststoff-Zylinder

Art. - Nr.
INCP1P1 (mit Rotationsschutz)
INCP1P0 (ohne Rotationsschutz)

Titan-Bioabutment
(Ti Golden®)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPTEB33	3,5	3,0 mm
INPTEB34	3,5	4,0 mm
INPTEB43	4,2	3,0 mm
INPTEB44	4,2	4,0 mm

Titan-Bioabutment 15°
(anatomisch) (Ti Golden®)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPTEAB43	3,75/4,2	3,0 mm
INPTEAB44	3,75/4,2	4,0 mm
INPTEAB45	3,75/4,2	5,0 mm

UCLA - Abutment

Art. - Nr.
INPUCE1 (Kunststoff, mit Rotationsschutz)
INPUCE0 (Kunststoff, ohne Rotationsschutz)

SQUARE Ästhetik-Abutment*
(Ti Golden®)
(mit Rotationsschutz)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPESPE0	3,5	0,0 mm
INPESPE1	3,5	1,0 mm
INPESPE2	3,5	2,0 mm
INPESPE3	3,5	3,0 mm

(ohne Rotationsschutz)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPESPE0	3,5	0,0 mm

* Diese Komponenten werden mit der passenden Halteschraube geliefert.

Art. - Nr. (Kunststoff)
CPESPE

Wichtig: Ausbrennbare Hülse nur für konventionelle Herstellungsverfahren

Aufwachsschraube

Art. - Nr.	Höhe
INTEPESPE	21,0 mm

Aufwachsschraube

Art. - Nr.	Höhe
INTEIU16 (kurz)	16,1 mm
INTEIU (lang)	20,6 mm

Laborschraube

Art. - Nr.
INTTLH (5 Stück)
(Sechskant)

Halteschrauben

Gold
Art. - Nr.
INTOOC (Vierkant)
35 Ncm

Ti Black®
Art. - Nr.
INTTUH (Sechskant)
35 Ncm

Ti Black®
Art. - Nr.
INTTUHR
(Sechskant, reduzierter Schraubenkopf)
Für über CAD/CAM hergestellte Versorgungen mit Angulation 0° - 15°
Nicht kompatibel mit vorgefertigten Komponenten
20 Ncm

Ti Black®
Art. - Nr.
INTTUH30
Für über CAD/CAM hergestellte Versorgungen mit Angulation 15° - 30°
Nicht kompatibel mit vorgefertigten Komponenten
20 Ncm
Wichtig: Sechskant nur kompatibel mit PTHBXX

DEFINITIV

ZEMENTIERT UND VERSCHRAUBT

VERSCHRAUBT

ZEMENTIERT

GINGIVAFORMER

ABFORMPFOSTEN

LABORANALOG

PROVISORISCHE VERSORGUNG

DEFINITIVE VERSORGUNG

AUFWACHSSCHRAUBE / LABORSCHRAUBE

HALTESCHRAUBEN

Gerade

Reduziert

Abformpfosten

Scan Body

Modellanaloge

Provisorischer Titan-Zylinder

Provisorischer Kunststoff-Zylinder

Titan-Bioabutment

Titan-Bioabutment 15° (anatomisch)

UCLA - Abutment

SQUARE Ästhetik-Abutment

Aufwachsschraube

Laborschraube

Halteschrauben

WICHTIG:

Mit 4,5 mm langen Implantaten NICHT KOMPATIBEL

28

29

Restaurationen auf Implantatniveau



► GINGIVAFORMER



ABFORMPFOSTEN



LABORANALOG



PROVISORISCHE VERSORGUNG//

//DEFINITIVE VERSORGUNG

+ AUFWACHSSCHRAUBE / LABORSCHRAUBE + HALTESCHRAUBEN



Gerade



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPCUR41	4,0	1,0 mm
INPCUR42	4,0	2,0 mm
INPCUR43	4,0	3,0 mm
INPCUR44	4,0	4,0 mm
INPCUR45	4,0	5,0 mm
INPCUR46	4,0	6,0 mm
INPCUR48	4,0	8,0 mm



INPCUR52	5,0	2,0 mm
INPCUR53	5,0	3,0 mm
INPCUR54	5,0	4,0 mm
INPCUR55	5,0	5,0 mm
INPCUR56	5,0	6,0 mm
INPCUR58	5,0	8,0 mm

Erweitert



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPCUREX45	4,0 → 6,0	5,0 mm
INPCUREX46	4,0 → 6,0	6,0 mm
INPCUREX47	4,0 → 6,0	7,0 mm

Reduziert



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPCURRE43	4,0 → 2,5	3,0 mm
INPCURRE44	4,0 → 2,5	4,0 mm

! WICHTIG:
Mit 4,5 mm langen
Implantaten
NICHT KOMPATIBEL

Abformpfosten

OFFENE ABFORMUNG
(mit Rotationsschutz)



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCIIU41	4,0	9,0 mm
INCIIU4	4,0	12,0 mm
INCIIU51	5,0	9,0 mm
INCIIU5	5,0	12,0 mm

(ohne Rotationsschutz)



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCIRIU51	5,0	9,0 mm
INCIRIU5	5,0	12,0 mm

GESCHLOSSENE ABFORMUNG



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCIDU2	4,0	8,5 mm
INCIDU3	4,0	9,5 mm
INCIDU4	4,0	10,5 mm

SID (5 Stück)



Scan Body



Art. - Nr.
SBIIU1



Art. - Nr.
INRLIU

PROVISORISCH

Provisorischer Titan-Zylinder



Art. - Nr.
INCPIU1 (mit Rotationsschutz)
INCPIU0 (ohne Rotationsschutz)

Provisorisches Bioabutment



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCPIUB13	5,0	3,0 mm
INCPIUB14	5,0	4,0 mm



INCPIUB03	5,0	3,0 mm
INCPIUB04	5,0	4,0 mm

Provisorischer Kunststoff-Zylinder



Art. - Nr.
INCPIUP1 (mit Rotationsschutz)



INCPIUP0 (ohne Rotationsschutz)

Provisorisches Kunststoff-Abutment



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPPUP44 (mit Rotationsschutz)	4,0	4,0 mm



INPPUP54 (mit Rotationsschutz)	5,0	4,0 mm
-----------------------------------	-----	--------

ZEMENTIERT

DEFINITIV

ZEMENTIERT UND VERSCHRAUBT



SQUARE Ästhetik-Abutment* (Ti Golden*) (mit Rotationsschutz)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPESPU0	4,1	0,0 mm
INPESPU1	4,1	1,0 mm
INPESPU2	4,1	2,0 mm
INPESPU3	4,1	3,0 mm

(ohne Rotationsschutz)



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPESPU0	4,1	0,0 mm

Art. - Nr. (Kunststoff)

CPESPU

Wichtig: Ausbrennbare Hülse nur für konventionelle Herstellungsverfahren

Titan-Abutment



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPPTU42	4,1	2,0 mm
INPPTU44	4,1	4,0 mm
INPPTU52	5,0	2,0 mm
INPPTU53	5,0	3,0 mm
INPPTU54	5,0	4,0 mm
INPPTU56	5,0	6,0 mm
INPPTU62	6,0	2,0 mm
INPPTU63	6,0	3,0 mm
INPPTU64	6,0	4,0 mm

Titan-Abutment 15°



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPPTUA52	5,0	2,0 mm
INPPTUA54	5,0	4,0 mm

ZEMENTIERT

Titan-Abutment 15° (anatomisch)



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPPTUA42	4,3/5,0	2,0 mm
INPPTUA44	4,3/5,0	4,0 mm

Titan-Bioabutment (Ti Golden*)



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPPTUB53	5,0	3,0 mm
INPPTUB54	5,0	4,0 mm
INPPTUB55	5,0	5,0 mm

Titan-Bioabutment 15° (Ti Golden*)



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPPTUAB53	5,0	3,0 mm
INPPTUAB54	5,0	4,0 mm
INPPTUAB55	5,0	5,0 mm

CERAMIC-ON® Abutment



Art. - Nr. (titan)	Ø
INPPCTU	5,0

VERSCHRAUBT

UCLA - Abutment



Art. - Nr. (Gold-Kunststoff)
INPUOU1 (mit Rotationsschutz)
INPUOU0 (ohne Rotationsschutz)



Art. - Nr. (Kunststoff)
INPUCU1 (mit Rotationsschutz)
INPUCU0 (ohne Rotationsschutz)

Aufwachsschraube



Art. - Nr.	Höhe
INTEIU16 (kurz)	16,1 mm
INTEIU (lang)	20,6 mm

Laborschraube



Art. - Nr.
INTTLH (5 Stück) (Sechskant)

Gold
Art. - Nr.
INTOOC (Vierkant)
35 Ncm



Ti Black®
Art. - Nr.
INTTUH (Sechskant)
35 Ncm



Ti Black®
Art. - Nr.
INTTUHR
(Sechskant mit reduziertem Schraubenkopf)
Für über CAD/CAM hergestellte Versorgungen mit
Angulation 0° - 15°
Nicht kompatibel mit vorgefertigten Komponenten
20 Ncm



Ti Black®
Art. - Nr.
INTTUH30
Für über CAD/CAM hergestellte Versorgungen mit
Angulation 15° - 30°
Nicht kompatibel mit vorgefertigten Komponenten
20 Ncm
Wichtig: Sechskant nur
kompatibel mit PTHBXX

Restaurationen auf Implantatniveau



GINGIVAFORMER

Gerade	Art. - Nr.	Ø	Höhe
	INPCAR51	5,5	1,0 mm
	INPCAR52	5,5	2,0 mm
	INPCAR53	5,5	3,0 mm
	INPCAR54	5,5	4,0 mm
	INPCAR55	5,5	5,0 mm
	INPCAR56	5,5	6,0 mm
	INPCAR58	5,5	8,0 mm

	INPCAR62	6,5	2,0 mm
	INPCAR63	6,5	3,0 mm
	INPCAR64	6,5	4,0 mm
	INPCAR65	6,5	5,0 mm

20 Ncm

Erweitert	Art. - Nr.	Ø	Höhe
	INPCAREX55	5,5 → 7,0	5,0 mm
	INPCAREX56	5,5 → 7,0	6,0 mm
	INPCAREX57	5,5 → 7,0	7,0 mm

20 Ncm

ABFORMPFOSTEN

Abformpfosten

OFFENE ABFORMUNG (mit Rotationsschutz)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCIA51	5,5	9,0 mm
INCIA5	5,5	12,0 mm
INCIA61	6,5	9,0 mm
INCIA6	6,5	12,0 mm

(ohne Rotationsschutz)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCIRIA51	5,5	9,0 mm
INCIRIA5	5,5	12,0 mm

GESCHLOSSENE ABFORMUNG

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCIDA	5,5	8,5 mm

Scan Body

Art. - Nr.
SBIIA1

LABORANALOG



Art. - Nr.
INRLIA

Modellanaloge



Art. - Nr.
INRDIIA

PROVISORISCHE VERSORGUNG//

Provisorischer Titan- Zylinder

Art. - Nr.
INCPA1 (mit Rotationsschutz)

INCPA0 (ohne Rotationsschutz)

Provisorischer Kunststoff- Zylinder

Art. - Nr.
INCPAP1 (mit Rotationsschutz)

20 Ncm

DEFINITIV ZEMENTIERT UND VERSCHRAUBT

SQUARE Ästhetik- Abutment* (Ti Golden®)

(mit Rotationsschutz)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPSPA0	5,5	0,0 mm

INPSPA1	5,5	1,0 mm
INPSPA2	5,5	2,0 mm

Art. - Nr. (Kunststoff)
CPESPA

Wichtig: Ausbrennbare Hülse nur für konventionelle Herstellungsverfahren

Titan-Abutment (Ti Golden®)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPPTA52	5,5	2,0 mm
INPPTA54	5,5	4,0 mm
INPPTA56	5,5	6,0 mm

INPPTA62	6,5	2,0 mm
INPPTA64	6,5	4,0 mm
INPPTA66	6,5	6,0 mm

INPPTA74	7,5	4,0 mm
----------	-----	--------

Titan-Abutment 15° (Ti Golden®)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPPTAA52	5,5	2,0 mm
INPPTAA54	5,5	4,0 mm

VERSCHRAUBT

UCLA - Abutment

Art. - Nr. (Gold-Kunststoff)
INPUOA1 (mit Rotationsschutz)
INPUOA0 (ohne Rotationsschutz)

Art. - Nr. (Kunststoff)
INPUCA0 (ohne Rotationsschutz)

Aufwachsschraube

Art. - Nr.	Höhe
INTEIU16 (kurz)	16,1 mm
INTEIU (lang)	20,6 mm

Laborschraube

Art. - Nr.
INTTLH (5 Stück) (Sechskant)

HALTESCHRAUBEN

Gold
Art. - Nr. INTOOC (Vierkant)

Ti Black®
Art. - Nr. INTTUH (Sechskant)

Ti Black®
Art. - Nr. INTTUHR (Sechskant mit reduziertem Schraubenkopf)

Für über CAD/CAM hergestellte Versorgungen mit Angulation 0° - 15°

Nicht kompatibel mit vorgefertigten Komponenten
20 Ncm

Ti Black®
Art. - Nr. INTTUH30

Für über CAD/CAM hergestellte Versorgungen mit Angulation 15° - 30°

Nicht kompatibel mit vorgefertigten Komponenten
20 Ncm
Wichtig: Sechskant nur kompatibel mit PTHBXX



Cover-Denture Restaurationen

 **Schmale/CORE**
Plattform
Ø 3,5 mm

Seiten 36-37

 **Standard/Plus**
Plattform
Ø 4,1 mm

Seiten 38-39

 **Breite**
Plattform
Ø 5,5 mm

Seiten 40-41

Cover-Denture Restaurationen



- ▶ GINGIVAFORMER
 +
 ABFORMPFOSTEN
 +
 LABORANALOG
 +
 LOCATOR-ABUTMENT
 +
 ABFORMPFOSTEN
 +
 LOCATOR-ANALOG
 +
 LOCATOR-BEARBEITUNGSSET
 ||

Gerade

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPCER31	3,5	1,0 mm
INPCER32	3,5	2,0 mm
INPCER33	3,5	3,0 mm
INPCER34	3,5	4,0 mm
INPCER35	3,5	5,0 mm
INPCER42	4,5	2,0 mm
INPCER43	4,5	3,0 mm
INPCER44	4,5	4,0 mm

20 Ncm

Reduziert

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPCERRE33	3,5→2,0	3,0 mm
INPCERRE34	3,5→2,0	4,0 mm

20 Ncm

!

 WICHTIG:

 Mit 4,5 mm langen

 Implantaten

 NICHT KOMPATIBEL

Abformpfosten

OFFENE ABFORMUNG

(mit Rotationsschutz)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCIIIE31	3,5	9,0 mm
INCIIIE3	3,5	12,0 mm
INCIIIE41	4,5	9,0 mm
INCIIIE4	4,5	12,0 mm

(ohne Rotationsschutz)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCIRIE51	5,0	9,0 mm
INCIRIE5	5,0	12,0 mm

GESCHLOSSENE ABFORMUNG

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCIDE2	3,5	8,5 mm
INCIDE3	3,5	9,5 mm
INCIDE4	3,5	10,5 mm

SID (5 Stück)

Scan Body

Art. - Nr.
SBIIE1

Art. - Nr.

INRLIE

Modellanaloge

Art. - Nr.
INRDIIE

Art. - Nr.	Höhe
PLIE10	1,0 mm
PLIE20	2,0 mm
PLIE30	3,0 mm
PLIE40	4,0 mm

30 Ncm

Art. - Nr.
CIL (4 Stück)

Art. - Nr.
RLL4 (4 Stück)

Locator-Bearbeitungsset

Art. - Nr.
JML2 (2 Stück)
JML10 (10 Stück)

Locator-Retentionseinsätze

Art. - Nr.	Retention	Angulation
MLRA (4 St.)	x-tra leicht	0° - 10°
MLRR (4 St.)	leicht	0° - 10°
MLST (4 St.)	stark	0° - 10°
MLAR (4 St.)	x-tra leicht	10° - 20°
MLAN (4 St.)	leicht	10° - 20°
MLAV (4 St.)	stark	10° - 20°
MLAG (4 St.)	ohne Retention	10° - 20°

Cover-Denture Restaurationen



► GINGIVAFORMER + ABFORMPFOSTEN + LABORANALOG + ABUTMENT + ABFORMPFOSTEN + LOCATOR-ANALOG + KOMPONENTEN FÜR DIE RETENTION ||

Gerade

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPCUR41	4,0	1,0 mm
INPCUR42	4,0	2,0 mm
INPCUR43	4,0	3,0 mm
INPCUR44	4,0	4,0 mm
INPCUR45	4,0	5,0 mm
INPCUR46	4,0	6,0 mm
INPCUR48	4,0	8,0 mm

INPCUR52	5,0	2,0 mm
INPCUR53	5,0	3,0 mm
INPCUR54	5,0	4,0 mm
INPCUR55	5,0	5,0 mm
INPCUR56	5,0	6,0 mm
INPCUR58	5,0	8,0 mm

20 Ncm

Erweitert

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPCUREX45	4,0→6,0	5,0 mm
INPCUREX46	4,0→6,0	6,0 mm
INPCUREX47	4,0→6,0	7,0 mm

20 Ncm

Reduziert

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPCURRE43	4,0→2,5	3,0 mm
INPCURRE44	4,0→2,5	4,0 mm

20 Ncm



WICHTIG:
Mit 4,5 mm langen
Implantaten
NICHT KOMPATIBEL

Abformpfosten

OFFENE ABFORMUNG (mit Rotationsschutz)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCIIU41	4,0	9,0 mm
INCIIU4	4,0	12,0 mm
INCIIU51	5,0	9,0 mm
INCIIU5	5,0	12,0 mm

(ohne Rotationsschutz)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCIRIU51	5,0	9,0 mm
INCIRIU5	5,0	12,0 mm

GESCHLOSSENE ABFORMUNG

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCIDU2	4,0	8,5 mm
INCIDU3	4,0	9,5 mm
INCIDU4	4,0	10,5 mm

SID (5 Stück)

Scan Body

Art. - Nr.
SBIU1

Art. - Nr.
INRLIU

Modellanaloge

Art. - Nr.
INRDIU

Locator-Abutment

Art. - Nr.	Höhe
PLIU10	1,0 mm
PLIU20	2,0 mm
PLIU30	3,0 mm
PLIU40	4,0 mm

30 Ncm

Dalbo®-Abutment

Art. - Nr.	Höhe
INMTD2	2,0 mm
INMTD3	3,0 mm
INMTD4	4,0 mm

20 Ncm

Titanmagnet

Art. - Nr.	Ø	Höhe
TIXL-4835IU	4,8	3,5 mm

20 Ncm

Locator-Abformpfosten

Art. - Nr.
CIL (4 Stück)

Art. - Nr.
RLL4 (4 Stück)

Locator-Bearbeitungsset

Art. - Nr.
JML2 (2 Stück)
JML10 (10 Stück)

Locator-Retentionseinsätze

Art. - Nr.	Retention	Angulation
MLRA (4 St.)	x-tra leicht	0° - 10°
MLRR (4 St.)	leicht	0° - 10°
MLST (4 St.)	stark	0° - 10°
MLAR (4 St.)	x-tra leicht	10° - 20°
MLAN (4 St.)	leicht	10° - 20°
MLAV (4 St.)	stark	10° - 20°
MLAG (4 St.)	ohne Retention	10° - 20°

Dalbo®-Matrizen

Art. - Nr.
HTDS (Standard)
HTDP (Plus)

Magnet für Deckprothese

Art. - Nr.	Höhe
TIXL-S265	2,65 mm

Positionierhilfe

Art. - Nr.
TIXL-MPS

Cover-Denture Restaurationen



- ▶ GINGIVAFORMER
- +
- ABFORMPFOSTEN
- +
- LABORANALOG
- +
- DALBO®-ABUTMENT
- +
- DALBO®-MATRIZEN
- ||

Gerade				Abformpfosten						Art. - Nr. INRLIA				Art. - Nr. INMTD2 INMTD3 INMTD4 20 Ncm		Höhe 2,0 mm 3,0 mm 4,0 mm				Art. - Nr. HTDS (Standard) HTDP (Plus)				
	Art. - Nr.	Ø	Höhe	KONVENTIONELL		Art. - Nr.	Ø	Höhe	KONVENTIONELL		Art. - Nr.	Ø	Höhe	KONVENTIONELL		Art. - Nr.	Ø	Höhe	DIGITAL		Art. - Nr. SBIIA1	DIGITAL		Art. - Nr. INRDIIA
INPCAR51	5,5	1,0 mm	INCIIA51		5,5	9,0 mm	INCIRIA51	5,5		9,0 mm	INCIDA	5,5	8,5 mm											
INPCAR52	5,5	2,0 mm	INCIIA5		5,5	12,0 mm	INCIRIA5	5,5		12,0 mm														
INPCAR53	5,5	3,0 mm	INCIIA61		6,5	9,0 mm																		
INPCAR54	5,5	4,0 mm	INCIIA6		6,5	12,0 mm																		
INPCAR55	5,5	5,0 mm																						
INPCAR56	5,5	6,0 mm																						
INPCAR58	5,5	8,0 mm																						
	INPCAR62	6,5	2,0 mm																					
	INPCAR63	6,5	3,0 mm																					
	INPCAR64	6,5	4,0 mm																					
	INPCAR65	6,5	5,0 mm																					
20 Ncm																								
Erweitert																								
	Art. - Nr.	Ø	Höhe																					
	INPCAREX55	5,5 → 7,0	5,0 mm																					
	INPCAREX56	5,5 → 7,0	6,0 mm																					
	INPCAREX57	5,5 → 7,0	7,0 mm																					
20 Ncm																								



btia[®]
Human
Technology



Diese Legende zeigt Symbole und Farbcodierungen, die in diesem Katalog verwendet werden:

-  Kompatibel mit Interna® 3,0 Plattform
-  Kompatibel mit Interna® schmale/CORE Plattform
-  Kompatibel mit Interna® Standard Plattform
-  Kompatibel mit Interna® Standard Plus Plattform
-  Kompatibel mit Interna® breite Plattform
-  Kompatibel mit Expansionsimplantaten



BTI Comercial

San Antonio, 15 · 5º
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava) · ESPAÑA
Tel: +34 945 140 024
Fax: +34 945 135 203
pedidos@bticomercial.com

B.T.I.

Biotechnology Institute S.L.
Parque Tecnológico de Álava
Leonardo da Vinci, 14
01510 Miñano (Álava) España
bti.implantes@bti-implant.es

Niederlassungen

DEUTSCHLAND

Mannheimer Str. 17
75179 Pforzheim · Deutschland
Tel.: +49 7231 428060
Fax: +49 7231 4280615
info@bti-implant.de

FRANKREICH

6 Avenue Neil Armstrong
Immeuble Le Lindbergh
33692 Merignac CEDEX · France
Tel: (33) 5 56 18 11 18
info@bti-implant.fr

ITALIEN

C/o Regus Milano Linate
Viale E. Forlanini 23
20134 Milano (MI) · Italia
Tel.: +39 0270605067
info@bti-implant.it

MEXIKO

Ejercito Nacional Mexicano 351, 3A
Col. Granada Delegación Miguel Hidalgo
Messico DF · CP 11520 · Messico
Tel: (52) 55 52502964
Fax: (52) 55 55319327
bti.mexico@bti-implant.com

PORTUGAL

Praça Mouzinho de Albuquerque, 113, 5º
4100-359 Porto · Portugallo
Tel: (351) 22 120 1373
Fax: (351) 22 120 1311
bti.portugal@bticomercial.com

UK

3 Churchill Court, Manor Royal,
Crawley, West Sussex, RH10 9LU
Tlf: +44 02039 661873
customerservice@bti-implant.co.uk

USA

4040 NE 2nd Ave. Unit 401
Miami, FL 33137
Cell: 610 209 6040
Office: 866 646 4067
bti@bti-implant.us

www.bti-biotechnologyinstitute.de

Hinweis: Fragen Sie Ihren Vertriebspartner nach der Verfügbarkeit der Produkte in den verschiedenen Ländern.



BTI APP

PRODUKTNEUHEITEN

Version für iPhone / Smartphone

Version für iPad / Tablet

(exklusive Inhalte für Kunden)