

Bio3 IMPLANTS

Zahnimplantate der premium Klasse



Bio3TM
IMPLANTS



SUPRASTRUKTUREN

Bio3 IMPLANTS



Premium Dental Implants



Konische Implantate der Premiumklasse

Bio3 IMPLANTS

Bio3 Implants – Synergie der besten Erfolge deutscher Implantationsschule sowie der innovativen Welterrungenschaften

Bio3 Implants GmbH ist ein deutsches Unternehmen, das Zahnärzten die besten Lösungen in höchster Qualität und Genauigkeit in der Implantologie bietet. Wir entwickeln, produzieren und implementieren zuverlässige und qualitative Implantatsysteme aus Premium-Line mit konischem Anschluss. Das Team von Bio3 Implants ist bestrebt, die Implantation einfach, leicht, qualitativ hochwertig und sehr schonend für den Patienten zu machen. Um dieses Ziel zu erreichen, entwickelt das Unternehmen innovative hochwertige Qualitätsprodukte sowie und bietet seinen Kunden einen hochwertigen Service.

Zuverlässigkeit und Qualität

Bio3 Implants führt kontinuierliche und systematische Qualitätskontrolle aller Produkte durch, bestätigt durch internationale Qualitätsstandards ISO13485:2016, CE2797.

Alle Produkte durchlaufen mehrere Stufen der Qualitätskontrolle. Identifikation und Garantie

Identifikation und Garantie

Jedes Produkt von Bio3 Implants ist mit einer eindeutigen Seriennummer versehen, die es ermöglicht, die Geschichte der Herstellung des Produkts von der ersten Phase bis zur Endphase nachzuverfolgen. Bio3 Implants gibt eine lebenslange Garantie auf alle seine Produkte. Jedes Implantat enthält eine Garantiekarte, ein Produktzertifikat und eine Gebrauchsanweisung für den Patienten.

Kompaktheit und Verfügbarkeit

Wir bieten eine einfache und zuverlässige Lösung für alle möglichen klinischen Situationen. Die Ärzte verwenden nur ein chirurgisches Kit, um Operationen an allen Implantattypen durchzuführen. Das Bio3 Implantatsystem hat 2 Plattformen für Implantate mit konischer Verbindung und Innensechskantfixierung für absolute Stabilität.

Service und Schulung

Das Unternehmen legt großen Wert auf den Service Support unserer Kunden in allen Ländern der Welt. Bio3 Implants organisiert fachliche Vorträge, spezialisierte Weiterbildungskurse und Programme sowie Workshops und Seminare für Implantologen, Prothetiker und Zahntechniker in mehreren verschiedenen Ländern. Wir sind stolz darauf, dass Baden-Württemberg neben weltbekannten deutschen Marken die Heimat unserer Produktion ist. Unser Team lädt Sie jederzeit gerne zu einer Werksbesichtigung im schönen Pforzheim ein.



Suprastrukturen


- 02 Zahnfleischformer
- 05 Anatomisches Abutment (gerade)
- 05 Kunststoff-Transferkappe
- 06 Gerader Abutment
- 07 Anatomisches Abutment 15° (abgewinkelt)
- 08 Anatomisches Abutment 25° (abgewinkelt)
- 09 Suprastrukturen
- 10 Abutment mit Schraubenfixierung
- 11 Abutment mit Schraubenfixierung
- 12 Abgewinkelte Multieinheit 17°
- 13 Abgewinkelte Multieinheit 30°
- 14 Kugelabutment
- 15 Lokatoren
- 16 Titanbasis mit einer Plastikmanschette
- 17 Titanplattformen für CAD/CAM

GINGIVAFORMER

Standartplattform

INNERES HEXAEDER

2.1



KODIERUNG

KODIERUNG

STOFF Titanium Grade 5

DURCHMESSER

LÄNGE

ABSOLUTE LÄNGE

STANDART



GFS2



GFS3



GFS4



GFS5



GFS7

DURCHMESSER	4.2 mm	4.2 mm	4.2 mm	4.2 mm	4.2 mm
LÄNGE	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	7 mm
ABSOLUTE LÄNGE	8.45 mm	9.45 mm	10.45 mm	11.45 mm	13.45 mm

BREIT



GFS/W2



GFS/W3



GFS/W4



GFS/W5

KODIERUNG


DURCHMESSER

LÄNGE

ABSOLUTE LÄNGE

STOFF Titan, Sorte Grade 5

DURCHMESSER	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
LÄNGE	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
ABSOLUTE LÄNGE	7.72 mm	8.73 mm	9.73 mm	10.73 mm




Der Gingivaformer für eine Standartplattform (2.1 mm) hat zwei Durchmesservarianten mit 4.2 mm und 5.5 mm. Er wird mithilfe eines universellen orthopädischen Schlüssels installiert.

GINGIVAFORMER


Breitplattform

INNERES HEXAEDER

2.5



STANDART



ZAHNFLEISCHFORMER

STOFF Titan, Sorte Grade 5

DURCHMESSER


LÄNGE

ABSOLUTE LÄNGE

5.1 mm	5.1 mm	5.1 mm	5.1 mm	5.1 mm
2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	7 mm
8.45 mm	9.45 mm	10.45 mm	11.45 mm	13.45 mm

Der Gingivaformer für eine Breitplattform (2.5 mm) hat zwei Durchmesservarianten mit 5.1 mm und 5.5 mm. Er wird mithilfe eines universellen orthopädischen Schlüssels installiert.

BREIT




KODIERUNG

DURCHMESSER

LÄNGE

ABSOLUTE LÄNGE

5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
7.9 mm	8.9 mm	9.9 mm	10.9 mm




SCHRAUBENFÖRMIGES GINGIVAFORMER

Standartplattform

INNERES HEXAEDER

2.1



STOFF Titan, Sorte Grade 5

DURCHMESSER

3.2 mm


LÄNGE

10.5 mm



KODIERUNG

GFNS




Breitplattform

Gewährleistet einen idealen
Zahnfleischrand.

Geeignet für beliebige Varianten der
nachfolgenden orthopädischen Konstruktionen.

INNERES HEXAEDER

2.5



STOFF Titan, Sorte Grade 5

DURCHMESSER

4.0 mm


LÄNGE

10.5 mm




KODIERUNG

GFNB



GERADES ANATOMISCHES ABUTMENT

Standartplattform




STOFF Titan, Sorte Grade 5

STANDART



DURCHMESSER	4.2 mm	4.2 mm	4.2 mm
SCHULTER	1 mm	2 mm	3 mm
LÄNGE	11.55 mm	12.55 mm	13.55 mm


BREIT



DURCHMESSER	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
SCHULTER	1 mm	2 mm	3 mm
LÄNGE	11.55 mm	12.55 mm	13.55 mm


INNERES HEXAEDER

2.1

komplettiert mit jedem
Abutment:ORTHOPÄDISCHE
SCHRAUBE

Das anatomisches Titanabutment für eine Standartplattform (2.1 mm) mit Schultern 1, 2, 3 mm. Vorhanden in zwei Varianten der Schulterdurchmesserbreite mit 4.2 mm und 5.5 mm. Es wird mithilfe eines universellen orthopädischen Schlüssels installiert.

Breitplattform




STOFF Titan, Sorte Grade 5



DURCHMESSER	5.1 mm	5.1 mm	5.1 mm
SCHULTER	1 mm	2 mm	3 mm
LÄNGE	12.4 mm	13.4 mm	14.4 mm

INNERES HEXAEDER

2.5

komplettiert mit jedem
Abutment:ORTHOPÄDISCHE
SCHRAUBE

Das anatomisches Titanabutment für eine Breitplattform (2.5 mm) mit Schultern 1, 2, 3 mm. Er wird mithilfe eines universellen orthopädischen Schlüssels installiert. Komplettiert mit einer orthopädischen Schraube.

KUNSTSTOFF- TRANSFERKAPPE

STANDARTPLATTFORM

BREITPLATTFORM



KODIERUNG

PTCS

PTCB

DURCHMESSER 7.0 mm


8.0 mm

LÄNGE 10 mm

10 mm

GERADES ABUTMENT

Standartplattform



STOFF Titan, Sorte Grade 5

BREIT



GABS9

STANDART



GAS8



GAS9



GAS13

KODIERUNG

DURCHMESSER

LÄNGE


ABSOLUTE LÄNGE

5.0 mm	3.35 mm	3.35 mm	3.35 mm
9 mm	6.7 mm	8.7 mm	11.7 mm
13.7 mm	10.55 mm	12.55 mm	15.55 mm

INNERES HEXAEDER

2.1


komplettiert mit jedem Abutment:



ORTHOPÄDISCHE
SCHRAUBE

Gerades Titanabutment für eine Standartplattform (2.1 mm). Komplettiert mit einer orthopädischen Schraube. Es wird mithilfe eines universellen orthopädischen Schlüssels installiert.

Breitplattform



STOFF Titan, Sorte Grade 5

BREIT



GABB9

STANDART



GAB8



GAB9



GAB13

KODIERUNG

DURCHMESSER

LÄNGE


ABSOLUTE LÄNGE

5.5 mm	3.85 mm	3.85 mm	3.85 mm
9 mm	8.07 mm	10.07 mm	13.07 mm
13.9 mm	12.12 mm	14.12 mm	17.12 mm

INNERES HEXAEDER

2.5

komplettiert mit jedem Abutment:





ORTHOPÄDISCHE
SCHRAUBE

Gerades Titanabutment für eine Breitplattform (2.5 mm). Komplettiert mit einer orthopädischen Schraube. Es wird mithilfe eines universellen orthopädischen Schlüssels installiert.

ABGEWINKELTES ANATOMISCHES ABUTMENT 15°

Standartplattform



DURCHMESSER	3.35 mm	4.2 mm	4.2 mm	4.2 mm
SCHULTER		1 mm	2 mm	3 mm
LÄNGE	11.0 mm	10.85 mm	11.85 mm	12.85 mm
WINKEL	15°	15°	15°	15°


STOFF Titan, Sorte Grade 5

Abgewinkeltes anatomisches Titanabutment 15° für eine Standartplattform (2.1 mm). Vorhanden ohne sowie mit Schultern 1, 2, 3 mm. Komplettiert mit einer orthopädischen Schraube. Es wird mithilfe eines universellen orthopädischen Schlüssels installiert.

INNERES HEXAEDER



2.1

komplettiert mit jedem Abutment:



ORTHOPÄDISCHE SCHRAUBE

Breitplattform



DURCHMESSER	3.85 mm	5.1 mm	5.1 mm	5.1 mm
SCHULTER		1 mm	2 mm	3 mm
LÄNGE	12.85 mm	11.55 mm	12.2 mm	13.2 mm
WINKEL	15°	15°	15°	15°


STOFF Titan, Sorte Grade 5

Abgewinkeltes anatomisches Titanabutment 15° für eine Breitplattform (2.5 mm). Vorhanden ohne sowie mit Schultern 1, 2, 3 mm. Komplettiert mit einer orthopädischen Schraube. Es wird mithilfe eines universellen orthopädischen Schlüssels installiert.

INNERES HEXAEDER

2.5


komplettiert mit jedem Abutment:



ORTHOPÄDISCHE SCHRAUBE

GEWINKELTES ANATOMISCHES ABUTMENT 25°

Standartplattform




STOFF Titan, Sorte Grade 5

KODIERUNG

DURCHMESSER	3.35 mm	4.2 mm
SCHULTER		2 mm
LÄNGE	10.9 mm	11.75 mm
WINKEL	25°	25°


Abgewinkeltes anatomisches Titansabutment 25° für eine Standartplattform (2.1 mm). Vorhanden ohne sowie mit 2 mm Schulter. Komplettiert mit einer orthopädischen Schraube. Es wird mithilfe eines universellen orthopädischen Schlüssels installiert.



INNERES HEXAEDER


2.1

komplettiert mit jedem Abutment:



ORTHOPÄDISCHE SCHRAUBE

Breitplattform




STOFF Titan, Sorte Grade 5

KODIERUNG

DURCHMESSER	3.85 mm	5.1 mm
SCHULTER		2 mm
LÄNGE	12.8 mm	12.15 mm
WINKEL	25°	25°


Abgewinkeltes anatomisches Titanabutment 25° für eine Breitplattform (2.5 mm). Vorhanden ohne sowie mit 2 mm Schulter. Komplettiert mit einer orthopädischen Schraube. Es wird mithilfe eines universellen orthopädischen Schlüssels installiert.



INNERES HEXAEDER

2.5

komplettiert mit jedem Abutment:




ORTHOPÄDISCHE SCHRAUBE


ABDRUCKTRANSFERS

Laboranaloge

STANDARTPLATTFORM




BREITPLATTFORM




Werden bei der Abdruckanfertigung angewendet (offen)

STANDARTPLATTFORM BREITPLATTFORM



Werden bei der Abdruckanfertigung angewendet (geschlossen)


STANDARTPLATTFORM BREITPLATTFORM



ABUTMENT MIT SCHRAUBENFIXIERUNG

Antirotationsästhetisches Abutment S/W

Standardplattform




STOFF Titan, Sorte Grade 5

KODIERUNG

DIAMETER	4.7 mm	4.7 mm	4.7 mm
LENGTH	1 mm	2 mm	3 mm



komplettiert mit jedem Abutment:



ORTHOPÄDISCHE SCHRAUBE


INNERES HEXAEDER

2.1

CS VAAS/B
Abdeckschraube
** separat erhältlich

Das Abutment wird für die Wiederherstellung der Einzelkonstruktionen oder eines Brückenersatzes mit Schraubenfixierung angewendet. Es ist mit einer höchstens 20 Newton Kraft zu schrauben.

Breitplattform




STOFF Titan, Sorte Grade 5

KODIERUNG

DIAMETER	4.7 mm	4.7 mm	4.7 mm
LENGTH	1 mm	2 mm	3 mm



komplettiert mit jedem Abutment:




ORTHOPÄDISCHE SCHRAUBE

INNERES HEXAEDER

2.5

CS VAAB/S
Abdeckschraube
** separat erhältlich

Titanmanschette
für den Stützpfeiler
mit Schraubenfixierung /
für die abgewinkelte Multiereinheit



GAVAA

Zahnfleischformer
für das Abutment mit Schraubenfixierung



GAES2

ausbrennbare Plastikmanschette
für das Abutment mit Schraubenfixierung



Plastic VAAS

temporäre PEEK-Verschlusskappe
für das Abutment mit Schraubenfixierung



TGAS1

Laboranalog
für das Abutment mit Schraubenfixierung



IAES

Laboranalog
für das Abutment mit Schraubenfixierung




SAES15

*inklusive Schraube

ABUTMENT MIT SCHRAUBENFIXIERUNG

Antirotationsästhetisches Abutment S+/W+

Standardplattform



STOFF Titan, Sorte Grade 5

KODIERUNG

VAAS1+

VAAS2+

VAAS3+

DURCHMESSER	4.3 mm	4.3 mm	4.3 mm
LÄNGE	1 mm	2 mm	3 mm

Das Abutment wird für die Wiederherstellung der Einzelkonstruktionen oder eines Brückenersatzes mit Schraubenfixierung angewendet. Es ist mit einer höchstens 20 Newton Kraft zu schrauben.


INNERES HEXAEDER

2.1



CS VAAS/B
Abdeckschraube

** separat erhältlich



STOFF Titan, Sorte Grade 5

KODIERUNG

VAAB1+


VAAB2+

VAAB3+

DURCHMESSER	4.3 mm	4.3 mm	4.3 mm
LÄNGE	1 mm	2 mm	3 mm

INNERES HEXAEDER

2.5



CS VAAB/S
Abdeckschraube

** separat erhältlich


Titanmanschette für das Abutment	Basis für das ausbrennbare Abutment	Gingivaformer	Gingivaformer breit	ausbrennbare Plastikmanschette	temporäre PEEK-Verschlusskappe	Laboranalog	Transfer
mit Schraubenfixierung / für die abgewinkelte Multiinheit	mit Schraubenfixierung / für die abgewinkelte Multiinheit	mit Schraubenfixierung / für die abgewinkelte Multiinheit	für das ausbrennbare Abutment mit Schraubenfixierung / für die abgewinkelte Multiinheit	für das ausbrennbare Abutment mit Schraubenfixierung / für die abgewinkelte Multiinheit	für das ausbrennbare Abutment mit Schraubenfixierung / für die abgewinkelte Multiinheit	für das ausbrennbare Abutment mit Schraubenfixierung / für die abgewinkelte Multiinheit	für das ausbrennbare Abutment mit Schraubenfixierung / für die abgewinkelte Multiinheit
GIMV	CSMU	GIMA	GIMA-W	Plastic TCMS	TGMN 1	IAEN	SOKM15

*inklusive Schraube

ABGEWINKELTE MULTIEINHEITEN 17°

Antirotationsästhetisches Abutment

Standartplattform



KODIERUNG




DURCHMESSER	4.35 mm	4.35 mm	4.35 mm
LÄNGE	1 mm	2 mm	3 mm

Abgewinkelte Multieinheit 17° für eine Standartplattform, geeignet für Konstruktionen mit Schraubenfixierung bei der Behandlung partieller oder kompletter Zahnlosigkeit. Wird angewendet, falls das Implantat eine abgewinkelte Insertion hat. Komplettiert mit einer orthopädischen Schraube. Es wird mithilfe eines universellen orthopädischen Schlüssels installiert.

KOMPLETTIERT MIT JEDER MULTIEINHEIT:


2.1

komplettiert mit jedem Abutment:



ORTHOPÄDISCHE SCHRAUBE

Breitplattform



KODIERUNG




DURCHMESSER	4.35 mm	4.35 mm	4.35 mm
LÄNGE	1 mm	2 mm	3 mm

KOMPLETTIERT MIT JEDER MULTIEINHEIT:

2.5

komplettiert mit jedem Abutment:



ORTHOPÄDISCHE SCHRAUBE

Titanmanschette
für das Abutment

mit Schraubenfixierung /
für die abgewinkelte Multieinheit



GIMV

Basis für den ausbrennbaren
Stützpfiler

mit Schraubenfixierung / für die
abgewinkelte Multieinheit



CSMU

Gingivaformer

für das ausbrennbare Abutment mit
Schraubenfixierung / für die abgewinkelte Multieinheit



GIMA

Gingivaformer
breit

für das ausbrennbare Abutment mit
Schraubenfixierung / für die abgewinkelte Multieinheit



GIMA-W

ausbrennbare
Plastikmanschette

für das ausbrennbare Abutment mit
Schraubenfixierung / für die abgewinkelte Multieinheit



Plastic TCMS

temporäre PEEK-Verschlusskappe

für das ausbrennbare Abutment mit
Schraubenfixierung / für die abgewinkelte Multieinheit



TGMN 1

Laboranalog

für das ausbrennbare Abutment mit
Schraubenfixierung / für die abgewinkelte Multieinheit



IAEN

Transfer

für das ausbrennbare Abutment mit
Schraubenfixierung / für die abgewinkelte Multieinheit




SOKM15

*inklusive Schraube

ABGEWINKELTE MULTIEINHEITEN 30°

Titanbasis für Multi Unit S/W

Standartplattform



KODIERUNG

TBMB3001

TBMB3002


TBMB3003

DURCHMESSER	4.3 mm	4.3 mm	4.3 mm
LÄNGE	1 mm	2 mm	3 mm

INNERES HEXAEDER


2.1

komplettiert mit jedem Abutment:



ORTHOPÄDISCHE SCHRAUBE

Breitplattform



KODIERUNG

TBMS3001

TBMS3002


TBMS3003

DURCHMESSER	4.3 mm	4.3 mm	4.3 mm
LÄNGE	1 mm	2 mm	3 mm

INNERES HEXAEDER


2.5

komplettiert mit jedem Abutment:



ORTHOPÄDISCHE SCHRAUBE

Abgewinkelte Multieinheit 30° für eine Standartplattform, geeignet für Konstruktionen mit Schraubenfixierung bei der Behandlung partieller oder kompletter Zahnlosigkeit. Wird angewendet, falls das Implantat eine abgewinkelte Insertion hat. Komplettiert mit einer orthopädischen Schraube. Es wird mithilfe eines universellen orthopädischen Schlüssels installiert.

Titanmanschette
für den Stützpfeilermit Schraubenfixierung /
für die abgewinkelte Multieinheit

GIM

Basis für das ausbrennbare
Abutmentmit Schraubenfixierung / für die
abgewinkelte Multieinheit

CSMU

Gingivaformer

für das ausbrennbare Abutment mit
Schraubenfixierung /
für die abgewinkelte Multieinheit

GIMA

Gingivaformer
breitfür das ausbrennbare Abutment mit
Schraubenfixierung /
für die abgewinkelte Multieinheit

GIMA-W

ausbrennbare
Plastikmanschettefür das ausbrennbare Abutment mit
Schraubenfixierung / für die abgewinkelte
Multieinheit

Plastic TCMS

temporäre PEEK-Verschlusskappe

für das ausbrennbare Abutment mit
Schraubenfixierung / für die abgewinkelte
Multieinheit

TGMN 1

Laboranalog

für das ausbrennbare Abutment mit
Schraubenfixierung / für die abgewinkelte Multieinheit

IAEN

Transfer


für das ausbrennbare Abutment
mit Schraubenfixierung /
für die abgewinkelte Multieinheit

SOKM15

*inklusive Schraube

KUGELABUTMENT

Standartplattform



STOFF Titan, Sorte Grade 5

KODIERUNG



BAS 2



BAS 3



BAS 4



BAS 5




BAS 6

DURCHMESSER	4.2 mm	4.2 mm	4.2 mm	4.2 mm	4.2 mm
SCHULTERLÄNGE	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
ABSOLUTE LÄNGE	9,95 mm	10,95 mm	11,95 mm	12,95 mm	13,95 mm

Das Kugelabutment für Befestigung von Modellguss - sowie Vollprothesen. Es wird für eine Standartplattform (2.1 mm) als ein Bestandteil der Zahnprothetik von zwei oder mehreren Implantaten angewendet. Und wird mithilfe eines universellen orthopädischen Schlüssels installiert.

Breitplattform



STOFF Titan, Sorte Grade 5

KODIERUNG



BAB2



BAB3



BAB4



BAB5



BAB6


DURCHMESSER	5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm
SCHULTERLÄNGE	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
ABSOLUTE LÄNGE	10,6 mm	11,6 mm	12,6 mm	13,6 mm	14,6 mm

Das Kugelabutment für Befestigung von Modellguss - sowie Vollprothesen. Es wird für eine Breitplattform (2.5 mm) als ein Bestandteil der Zahnprothetik von zwei oder mehreren Implantaten angewendet. Und wird mithilfe eines universellen orthopädischen Schlüssels installiert.

INNERES HEXAEDER


2.1

Jeder Kugelaufsatz soll unterstützt werden durch Metallkappe mit 3 in der folgenden Reihenfolge angebracht:
Metall ← Weich ← Standard ← Hart, um die bequemste Anpassung des Patienten an seinen neuen Zahnersatz zu gewährleisten.




INNERES HEXAEDER

2.5



LOKATOREN

Standartplattform




STOFF Titan, Sorte Grade 5

DURCHMESSER	3,85 mm	3,85 mm	3,85 mm	3,85 mm	3,85 mm
SCHULTERLÄNGE	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
ABSOLUTE LÄNGE	8,2 mm	9,2 mm	10,2 mm	11,2 mm	12,2 mm

Der Lokator für Befestigung von Voll - sowie Modellgussprothesen. Er wird als ein Bestandteil der Zahnprothetik von zwei oder mehreren Implantaten für eine Standartplattform (2.1 mm) angewendet. Und wird mithilfe eines universellen orthopädischen Schlüssels installiert.

Breitplattform



STOFF Titan, Sorte Grade 5


DURCHMESSER	3,85 mm	3,85 mm	3,85 mm	3,85 mm	3,85 mm
SCHULTERLÄNGE	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
ABSOLUTE LÄNGE	8,2 mm	9,2 mm	10,2 mm	11,2 mm	12,2 mm

Der Lokator für Befestigung von Voll - sowie Modellgussprothesen. Er wird als ein Bestandteil der Zahnprothetik von zwei oder mehreren Implantaten für eine Breitplattform (2.5 mm) angewendet. Und wird mithilfe eines universellen orthopädischen Schlüssels installiert.

INNERES HEXAEDER


2.1

Jeder Kugelaufsatz soll unterstützt werden durch Metallkappe mit 3 in der folgenden Reihenfolge angebracht:
Metall ← Weich ← Standard ← Hart, um die bequemste Anpassung des Patienten an seinen neuen Zahnersatz zu gewährleisten.



INTERNAL HEX

2.5




TITANBASIS MIT EINER AUSBRENNBAREN PLASTIKMANSCHETTE

Standartplattform

INNERES HEXAEDER

2.1




STOFF Kobalt Chrom, Sorte Grade 5

KODIERUNG



DURCHMESSER	4.5 mm
LÄNGE	7.7 mm

komplettiert mit jedem Abutment:




ORTHOPÄDISCHE SCHRAUBE

Breitplattform

INNERES HEXAEDER

2.5




STOFF Kobalt Chrom, Sorte Grade 5

KODIERUNG




DURCHMESSER	4.5 mm
LÄNGE	7.7 mm

komplettiert mit jedem Abutment:



ORTHOPÄDISCHE SCHRAUBE




TITANPLATTFORMEN FÜR CAD/CAM

Standartplattform

Titanplattform für Cerec

DURCHMESSER	5.0 mm
FUNKTIONALLÄNGE	4.65 mm
SCHULTER	1 mm




KODIERUNG **TBS**

STOFF
Titan, Sorte Grade 5


Titanplattform CAD/CAM

	Non Hex				
KODIERUNG	TPS-NH	TPS	TPS1	TPS2	TPS3
DURCHMESSER	4.6 mm	4.6 mm	4.6 mm	4.6 mm	4.6 mm
FUNKTIONALLÄNGE	4.1 mm	4.1 mm	4.1 mm	4.1 mm	4.1 mm
SCHULTER	0.5 mm	0.5 mm	1 mm	2 mm	3 mm
SCHULTER 1	1.3 mm	1.3 mm	2.3 mm	3.3 mm	4.3 mm

STOFF
Titan, Sorte Grade 5



komplettiert mit jedem Abutment:




**ORTHOPÄDISCHE
SCHRAUBE**

Breitplattform

Titanplattform für Cerec

DURCHMESSER	5.0 mm
FUNKTIONALLÄNGE	4.65 mm
SCHULTER	1 mm




KODIERUNG **TBW**

STOFF
Titan, Sorte Grade 5


Titanplattform CAD/CAM

	Non Hex				
KODIERUNG	TPB-NH	TPB	TPB1	TPB2	TPB3
DURCHMESSER	5.1 mm	5.1 mm	5.1 mm	5.1 mm	5.1 mm
FUNKTIONALLÄNGE	4.05 mm	4.1 mm	4.1 mm	4.1 mm	4.1 mm
SCHULTER	0.5 mm	0.5 mm	1 mm	2 mm	3 mm
SCHULTER 1	1.3 mm	1.3 mm	2.3 mm	3.3 mm	4.3 mm

STOFF
Titan, Sorte Grade 5



komplettiert mit jedem Abutment:




**ORTHOPÄDISCHE
SCHRAUBE**

TITANPLATTFORMEN FÜR CAD/CAM


Standartplattform

VORGÄNGER-ABUTMENT

für Arum




TITAN SCAN-ABUTMENT




Breitplattform

VORGÄNGER-ABUTMENT


für Arum



TITAN SCAN-ABUTMENT




Digitalanaloge



STANDARTPLATTFORM




BREITPLATTFORM




Für Multi Unit

Scan-Abutment für Multieinheit



Titanplattform CAD/CAM für Multieinheit



Bio3 IMPLANTAT SYSTEM


IMPLANTAT PROGRESSIVE

KODIERUNG PTI



IMPLANTAT ADVANCED

KODIERUNG ATI



STOFF
Titan, Sorte Grade 4

Bio3 IMPLANTAT Mundhöhlenpflegeschaum

Es ist Natur



KODIERUNG ICF10



Bio3 ERSATZKNOCHEN



KODIERUNG
B3G102020

Bio3 PENGUIN MONITOR



KODIERUNG
55002 Bio3

Bio3 CHERURGISCHES KIT



KODIERUNG
VSC2



Bio3 Implants GmbH
Hanauer Str., 8, 75181,
Pforzheim, Deutschland
+49 723 160 84 104
www.bio3-implants.com
info@bio3-implants.com



ONLINE SHOP



WEBSITE