



## Dental im Blick

Nahtmaterial und Spezialprodukte für Implantologie,  
Parodontologie und Dentalchirurgie



## Nahtmaterial und mehr für die zahnärztliche Chirurgie

Dieser Katalog enthält mit gut 250 Nadel-Faden-Kombinationen lediglich einen Auszug aus mehreren tausend möglichen Kombinationen des B. Braun Nahtmaterialprogramms.

Ist die gewünschte Kombination daher hier nicht abgebildet und gelistet, bitten wir um Anfrage über B. Braun Melsungen AG, Telefon (0 56 61) 71-33 99 oder per E-Mail an [info@bbraun.com](mailto:info@bbraun.com).

# Inhalt

## NAHTMATERIAL NICHT RESORBIERBAR

## NAHTMATERIAL RESORBIERBAR

## HÄMOSTYPTIKA | GEWEBEKLEBER | SKALPELLE

## AESCLAP DENTAL INSTRUMENTE HYGIENEMANAGEMENT

## SPÜLUNG

|                                               |    |  |
|-----------------------------------------------|----|--|
| Optilene® (Nachfolger für Premilene®)         | 4  |  |
| Dafilon®                                      | 6  |  |
| Supramid                                      | 6  |  |
| Dagrofil®                                     | 7  |  |
| Silkam®                                       | 7  |  |
| Monosyn® Quick                                | 9  |  |
| Monosyn®                                      | 9  |  |
| Novosyn® Quick (Nachfolger für Safil® Quick+) | 10 |  |
| Novosyn® (Nachfolger für Safil®)              | 10 |  |
| Lyostypt®                                     | 12 |  |
| Gelita-Tampon                                 | 12 |  |
| Histoacryl® Gewebekleber                      | 12 |  |
| Cutfix®                                       | 13 |  |
| Aesculap® Sicherheitsskalpell                 | 13 |  |
| Nadelhalter   Scheren   Pinzetten             | 14 |  |
| Reinigung und Desinfektion                    | 16 |  |
| Schutzkleidung                                | 17 |  |
| Praktisches für den Arbeitsschutz             | 18 |  |
| Spritzen und Kanülen                          | 19 |  |

# Implantologie, Oralchirurgie, Weichgewebsmanagement

Hervorragend geeigneter monofiler, nicht resorbierbarer Faden für hochwertige Ergebnisse



## MONOFIL "AT IT'S BEST"

Optilene® ist der Nachfolger für Premilene®. Optilene® enthält anders als typische Polypropylen-Fäden zusätzlich Polyethylen für verbesserte Eigenschaften\* (glatter, sichtbarer etc.).

Ergänzend wird die einzigartige Dermaslide Nadel mit Mikrogravur vorgestellt – die DGMP.

Die innovative DGMP ist deutlich verbessert im Vergleich zur DSMP.

| Nadel                             | Material  | Farbe | USP | metric | Fadenlänge | Inhalt Pa. | Art.-Nr.            |
|-----------------------------------|-----------|-------|-----|--------|------------|------------|---------------------|
| 3/8 KREIS<br>11 mm<br>▽<br>DGMP11 | Optilene® | blau  | 6/0 | 0,7    | 45 cm      | 36 / 12    | C3095588 / G3098888 |
| DGMP                              |           |       |     |        |            |            |                     |
| 3/8 KREIS<br>13 mm<br>▽<br>DGMP13 | Optilene® | blau  | 6/0 | 0,7    | 45 cm      | 36 / 12    | C3095589 / G3095589 |
| DGMP                              | Optilene® | blau  | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36 / 12    | C3095518 / G3095518 |
| 3/8 KREIS<br>16 mm<br>▽<br>DGMP16 | Optilene® | blau  | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36 / 12    | C3095549 / G3095549 |
| DGMP                              | Optilene® | blau  | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36         | C3095499            |
| 3/8 KREIS<br>19 mm<br>▽<br>DGMP19 | Optilene® | blau  | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36 / 12    | C3095550 / G3095550 |
| DGMP                              | Optilene® | blau  | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36 / 12    | C3095500 / G3095500 |
| 3/8 KREIS<br>13 mm<br>⊙<br>DRC13  | Optilene® | blau  | 6/0 | 0,7    | 75 cm      | 36         | C3095144            |
|                                   | Optilene® | blau  | 5/0 | 1      | 75 cm      | 36         | C3095145            |
| 3/8 KREIS<br>12 mm<br>▽<br>DS12   | Optilene® | blau  | 6/0 | 0,7    | 45 cm      | 36 / 12    | C3090206 / G3090206 |
|                                   | Optilene® | blau  | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36 / 12    | C3060207 / G3090207 |
|                                   | Optilene® | blau  | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36         | C3090208            |
| 3/8 KREIS<br>16 mm<br>▽<br>DS16   | Optilene® | blau  | 6/0 | 0,7    | 45 cm      | 36 / 12    | C3090211 / G3090211 |
|                                   | Optilene® | blau  | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36 / 12    | C3090212 / G3090212 |
|                                   | Optilene® | blau  | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36 / 12    | C3090213 / G3090213 |
| 3/8 KREIS<br>19 mm<br>▽<br>DS19   | Optilene® | blau  | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36 / 12    | C3090219 / G3090219 |
|                                   | Optilene® | blau  | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36 / 12    | C3090220 / G3090220 |
|                                   | Optilene® | blau  | 3/0 | 2      | 45 cm      | 36 / 12    | C3090221 / G3090221 |

## Optilene®

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Fadenaufbau  | monofil                      |
| Material     | Polypropylen und Polyethylen |
| metric   USP | 0,2 – 5   10/0 – 2           |
| Farbe        | intensiv blau                |

| Nadel                                                                                                                     | Material  | Farbe | USP | metric | Fadenlänge | Inhalt Pa. | Art.-Nr.          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----|--------|------------|------------|-------------------|
| 3/8 KREIS<br>11 mm<br>▼<br>DSMP 11<br>  | Optilene® | blau  | 7/0 | 0,5    | 45 cm      | 36/12      | C3090606/G3090606 |
|                                                                                                                           | Optilene® | blau  | 6/0 | 0,7    | 45 cm      | 36/12      | C3090607/G3090307 |
|                                                                                                                           | Optilene® | blau  | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36/12      | C3090608/G3090608 |
| 3/8 KREIS<br>13 mm<br>▼<br>DSMP 13<br> | Optilene® | blau  | 7/0 | 0,5    | 45 cm      | 36/12      | C3090617/G3090617 |
|                                                                                                                           | Optilene® | blau  | 6/0 | 0,7    | 45 cm      | 36/12      | C3090618/G3090618 |
|                                                                                                                           | Optilene® | blau  | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36/12      | C3090619/G3090619 |
|                                                                                                                           | Optilene® | blau  | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36/12      | C3090620/G3090620 |
| 3/8 KREIS<br>16 mm<br>▼<br>DSMP 16<br> | Optilene® | blau  | 6/0 | 0,7    | 45 cm      | 36/12      | C3090628/G3090628 |
|                                                                                                                           | Optilene® | blau  | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36/12      | C3090629/G3090629 |
|                                                                                                                           | Optilene® | blau  | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36/12      | C3090630/G3090630 |
| 3/8 KREIS<br>19 mm<br>▼<br>DSMP 19<br> | Optilene® | blau  | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36/12      | C3090675/G3090675 |
|                                                                                                                           | Optilene® | blau  | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36/12      | C3090676/G3090676 |
| GERADE<br>19 mm<br>●<br>GR19<br>       | Optilene® | blau  | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36/12      | C3090466/G3090466 |
| 1/2 KREIS<br>17 mm<br>●<br>HR17<br>    | Optilene® | blau  | 5/0 | 1      | 75 cm      | 36         | C3090012          |
|                                                                                                                           | Optilene® | blau  | 4/0 | 1,5    | 75 cm      | 36         | C3090013          |
| 1/2 KREIS<br>17 mm<br>⊙<br>HRT17<br>   | Optilene® | blau  | 5/0 | 1      | 75 cm      | 36         | C3090560          |
|                                                                                                                           | Optilene® | blau  | 4/0 | 1,5    | 75 cm      | 36/12      | C3090561/G3090561 |
| 1/2 KREIS<br>18 mm<br>▼<br>HS18<br>    | Optilene® | blau  | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36         | C3090264          |

# Standards für Weisheitszahnextraktionen, Wurzelspitzenresektion, etc.

Nicht resorbierbare Fäden mit günstigem Kosten-Nutzen-Verhältnis für Standardeingriffe

| Dafilon®     |                            |  |  | Supramid     |                   |  |  |
|--------------|----------------------------|--|--|--------------|-------------------|--|--|
| Fadenaufbau  | monofil                    |  |  | Fadenaufbau  | pseudomonofil     |  |  |
| Material     | Polyamid 6/6.6             |  |  | Material     | Polyamid 6/6.6    |  |  |
| Beschichtung | keine                      |  |  | Beschichtung | keine             |  |  |
| metric   USP | 0,1 – 5   11/0 – 2         |  |  | metric   USP | 0,7 – 6   6/0 – 3 |  |  |
| Farbe        | blau   schwarz   ungefärbt |  |  | Farbe        | schwarz           |  |  |

| Nadel                                                                                                             | Material  | Farbe   | USP | metric | Fadenlänge | Inhalt Pa. | Art.-Nr.          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----|--------|------------|------------|-------------------|
| 3/8 KREIS<br>11 mm<br> DSMP 11  | Dafilon®  | blau    | 6/0 | 0,7    | 45 cm      | 36/12      | C0936022/G0936022 |
|                                                                                                                   | Dafilon®  | blau    | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36         | C0936014          |
|                                                                                                                   | Silkam    | schwarz | 6/0 | 0,7    | 45 cm      | 36/12      | C0766070/G0766070 |
|                                                                                                                   | Supramid  | schwarz | 6/0 | 0,7    | 45 cm      | 36         | C0716073          |
|                                                                                                                   | Supramid  | schwarz | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36         | C0716081          |
| 3/8 KREIS<br>13 mm<br> DSMP 13 | Dafilon®  | blau    | 6/0 | 0,7    | 45 cm      | 36/12      | C0936081/G0936081 |
|                                                                                                                   | Dafilon®  | blau    | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36/12      | C0936090/G0936090 |
|                                                                                                                   | Dafilon®  | blau    | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36/12      | C0936103/G0936103 |
| 3/8 KREIS<br>16 mm<br> DSMP 16 | Dafilon®  | blau    | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36/12      | C0936154/G0936154 |
|                                                                                                                   |           |         |     |        |            |            |                   |
| 3/8 KREIS<br>19 mm<br> DSMP 19 | Dafilon®  | blau    | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36/12      | C0936227/G0936227 |
|                                                                                                                   | Dafilon®  | blau    | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36/12      | C0936235/G0936235 |
| 3/8 KREIS<br>12 mm<br> DS12    | Dafilon®  | blau    | 6/0 | 0,7    | 45 cm      | 36/12      | C0933066/G0933066 |
|                                                                                                                   | Dafilon®  | blau    | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36/12      | C0933074/G0933074 |
| 3/8 KREIS<br>16 mm<br> DS16    | Dafilon®  | blau    | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36/12      | C0933120/G0933120 |
|                                                                                                                   | Supramid  | schwarz | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36/12      | C0712124/G0712124 |
|                                                                                                                   | Supramid  | schwarz | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36/12      | C0712132/G0712132 |
|                                                                                                                   | Dagrofil® | weiß    | 4/0 | 1,5    | 75 cm      | 36         | C0845198          |
|                                                                                                                   | Silkam®   | schwarz | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36/12      | C0762121/G0762121 |
| 3/8 KREIS<br>19 mm<br> DS19    | Dafilon®  | blau    | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36/12      | C0933201/G0933201 |
|                                                                                                                   | Supramid  | schwarz | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36/12      | C0712205/G0712205 |
|                                                                                                                   | Dagrofil® | grün    | 3/0 | 2      | 45 cm      | 36/12      | C0842214/G0842214 |
|                                                                                                                   | Silkam®   | schwarz | 3/0 | 2      | 45 cm      | 36/12      | C0762210/G0762210 |






### Dagrofil®

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Fadenaufbau  | geflochten      |
| Material     | Polyester       |
| Beschichtung | keine           |
| metric   USP | 1 – 6   5/0 – 4 |
| Farbe        | grün            |

### Silkam®

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Fadenaufbau  | geflochten        |
| Material     | Seide             |
| Beschichtung | Wachs und Silikon |
| metric   USP | 0,4 – 8   8/0 – 6 |
| Farbe        | schwarz           |

| Nadel                                                                                                                            | Material  | Farbe   | USP | metric | Fadenlänge | Inhalt Pa. | Art.-Nr.          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----|--------|------------|------------|-------------------|
| <b>GERADE</b><br>19 mm<br><br><b>GR19</b>       | Supramid  | schwarz | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36/12      | C0711292/G0711292 |
|                                                                                                                                  | Dagrofil® | grün    | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36/12      | C0841528/G0841528 |
|                                                                                                                                  | Silkam®   | schwarz | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36/12      | C0761290/G0761290 |
| <b>1/2 KREIS</b><br>17 mm<br><br><b>HR17</b>  | Silkam®   | schwarz | 5/0 | 1      | 75 cm      | 36         | C0760129          |
|                                                                                                                                  | Silkam®   | schwarz | 4/0 | 1,5    | 75 cm      | 36/12      | C0760137/G0760137 |
|                                                                                                                                  | Silkam®   | schwarz | 3/0 | 2      | 75 cm      | 36/12      | C0760145/G0760145 |
| <b>1/2 KREIS</b><br>22 mm<br><br><b>HR22</b>  | Dagrofil® | grün    | 4/0 | 1,5    | 75 cm      | 36         | C0840297          |
|                                                                                                                                  | Dagrofil® | grün    | 3/0 | 2      | 45 cm      | 36         | C0840300          |
|                                                                                                                                  | Silkam®   | schwarz | 2/0 | 3      | 75 cm      | 36/12      | C0760315/G0760315 |
|                                                                                                                                  | Silkam®   | schwarz | 3/0 | 2      | 75 cm      | 36/12      | C0760307/G0760307 |
|                                                                                                                                  | Silkam®   | schwarz | 4/0 | 1,5    | 75 cm      | 36         | C0760293          |
| <b>1/2 KREIS</b><br>17 mm<br><br><b>HRT17</b> | Dagrofil® | grün    | 4/0 | 1,5    | 75 cm      | 12         | G0844136          |
|                                                                                                                                  | Silkam®   | schwarz | 4/0 | 1,5    | 75 cm      | 36         | C0763136          |
|                                                                                                                                  | Silkam®   | schwarz | 3/0 | 2      | 45 cm      | 36         | C0763144          |
| <b>1/2 KREIS</b><br>15 mm<br><br><b>HS15</b>  | Supramid  | schwarz | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36/12      | C0712035/G0712035 |
|                                                                                                                                  | Supramid  | schwarz | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36/12      | C0712043/G0712043 |
|                                                                                                                                  | Supramid  | schwarz | 3/0 | 2      | 45 cm      | 36/12      | C0712051/G0712051 |
|                                                                                                                                  | Silkam®   | schwarz | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36         | C0762032          |
|                                                                                                                                  | Silkam®   | schwarz | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36/12      | C0762040/G0762040 |
|                                                                                                                                  | Silkam®   | schwarz | 3/0 | 2      | 45 cm      | 36/12      | C0762059/G0762059 |



| Nadel                           | Material | Farbe   | USP | metric | Fadenlänge | Inhalt Pa. | Art.-Nr.          |
|---------------------------------|----------|---------|-----|--------|------------|------------|-------------------|
| 1/2 KREIS<br>18 mm<br>▼<br>HS18 | Silkam®  | schwarz | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 12         | G0762563          |
| 1/2 KREIS<br>21 mm<br>▼<br>HS21 | Supramid | schwarz | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36/12      | C0712256/G0712256 |
|                                 | Silkam®  | schwarz | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36/12      | C0762253/G0762253 |
|                                 | Silkam®  | schwarz | 3/0 | 2      | 45 cm      | 36/12      | C0762261/G0762261 |
| 1/2 KREIS<br>23 mm<br>▼<br>HS23 | Supramid | schwarz | 3/0 | 2      | 45 cm      | 36/12      | C0712302/G0712302 |
|                                 | Silkam®  | schwarz | 3/0 | 2      | 45 cm      | 36/12      | C0762300/G0762300 |

#### Precut-Kurzfäden ohne Nadel

| Nadel | Material  | Farbe   | USP | metric | Fadenlänge | Inhalt Pa. | Art.-Nr. |
|-------|-----------|---------|-----|--------|------------|------------|----------|
|       | Supramid  | schwarz | 4/0 | 1,5    | 5 x 45 cm  | 36         | C0216445 |
|       | Supramid  | schwarz | 3/0 | 1,5    | 5 x 45 cm  | 36         | C0216453 |
|       | Dagrofil® | grün    | 4/0 | 1,5    | 3 x 45 cm  | 36         | C0346241 |
|       | Dagrofil® | grün    | 3/0 | 2      | 3 x 45 cm  | 36         | C0346250 |
|       | Silkam®   | schwarz | 4/0 | 1,5    | 3 x 45 cm  | 36         | C0266248 |
|       | Silkam®   | schwarz | 3/0 | 2      | 3 x 45 cm  | 36         | C0266256 |
|       | Silkam®   | schwarz | 2/0 | 3      | 3 x 45 cm  | 36         | C0266264 |

Bei allen Nahtmaterialien bieten wir auch Kurzfäden ohne Nadeln (3 x 45 cm, 5 x 45 cm) an.  
Detailangaben auf Anfrage.

# Hochwertiges, wenn es resorbierbar sein soll

Monofile, resorbierbare Fäden, insbesondere für den Frontzahnbereich

## Monosyn® Quick

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Fadenaufbau        | monofil           |
| Material           | Glykonat          |
| Beschichtung       | keine             |
| metric   USP       | 0,7 – 4   6/0 – 1 |
| Farbe              | ungefärbt         |
| Reißkraftverlust   | 6 – 7 Tage 50 %   |
| Materialresorption | ca. 56 Tage       |

## Monosyn®

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Fadenaufbau        | monofil             |
| Material           | Glykonat            |
| Beschichtung       | keine               |
| metric   USP       | 0,7 – 4   6/0 – 1   |
| Farbe              | ungefärbt   violett |
| Reißkraftverlust   | 14 Tage 50 %        |
| Materialresorption | ca. 60 – 90 Tage    |

### Eigenschaften Monosyn® Quick

- Perfekt glatte Oberfläche: Keine Verletzungen beim Gewebedurchzug
- Keine Kapillarwirkung: Vermeidet Gewebeeinfektionen
- Relativ weiches Fadenmaterial

### Eigenschaften Monosyn®

- Ausgezeichnetes Handling
- Längselastisch
- Minimales Gewebetrauma
- Hohe Ausgangsreißfestigkeit
- Sicherer Knotensitz

| Nadel                                                                                                                    | Material       | Farbe     | USP | metric | Fadenlänge | Inhalt Pa. | Art.-Nr.          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----|--------|------------|------------|-------------------|
| 3/8 KREIS<br>12 mm<br>▼<br>DS12<br>   | Monosyn® Quick | ungefärbt | 6/0 | 0,7    | 45 cm      | 36         | C0025134          |
|                                                                                                                          | Monosyn® Quick | ungefärbt | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36         | C0025135          |
| 3/8 KREIS<br>16 mm<br>▼<br>DS16<br>   | Monosyn® Quick | ungefärbt | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36         | C0025125          |
|                                                                                                                          | Monosyn®       | violett   | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36/12      | C0022419/G0022419 |
|                                                                                                                          | Monosyn®       | violett   | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36         | C0022420          |
| 3/8 KREIS<br>13 mm<br>▼<br>DSMP13<br> | Monosyn® Quick | ungefärbt | 6/0 | 0,7    | 45 cm      | 36/12      | C0025023/G0025023 |
|                                                                                                                          | Monosyn® Quick | ungefärbt | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36/12      | C0025024/G0025024 |
|                                                                                                                          | Monosyn® Quick | ungefärbt | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36/12      | C0025025/G0025025 |
|                                                                                                                          | Monosyn®       | ungefärbt | 6/0 | 0,7    | 45 cm      | 36/12      | C0023602/G0023602 |
|                                                                                                                          | Monosyn®       | ungefärbt | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36/12      | C0023603/G0023603 |
| 3/8 KREIS<br>16 mm<br>▼<br>DSMP16<br> | Monosyn® Quick | ungefärbt | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36/12      | C0025028/G0025028 |
|                                                                                                                          | Monosyn® Quick | ungefärbt | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36         | C0025029          |
|                                                                                                                          | Monosyn®       | ungefärbt | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36/12      | C0023613/G0023613 |
| 1/2 KREIS<br>17 mm<br>●<br>HR17<br>   | Monosyn® Quick | ungefärbt | 6/0 | 0,7    | 45 cm      | 36         | C0025216          |
|                                                                                                                          | Monosyn® Quick | ungefärbt | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36         | C0025225          |
|                                                                                                                          | Monosyn® Quick | ungefärbt | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36/12      | C0025052/G0025052 |
|                                                                                                                          | Monosyn®       | violett   | 5/0 | 1      | 70 cm      | 36/12      | C0022003/G0022003 |
|                                                                                                                          | Monosyn®       | violett   | 4/0 | 1,5    | 70 cm      | 36/12      | C0022004/G0022004 |

# Standard, wenn es resorbierbar sein soll

Geflochtene, resorbierbare Fäden, weich und geschmeidig

Nachfolger für Safil® Quick+



## Novosyn® Quick

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Fadenaufbau        | geflochten                       |
| Material           | Polyglactin 910                  |
| Beschichtung       | Polyglactin 370 + Calciumstearat |
| metric   USP       | 0,7 – 4   6/0 – 2                |
| Farbe              | ungefärbt                        |
| Reißkraftverlust   | 5 Tage 50%                       |
| Materialresorption | ca. 42 Tage                      |

Nachfolger für Safil®



## Novosyn®

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Fadenaufbau        | geflochten                                        |
| Material           | Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)                  |
| Beschichtung       | Poly(glycolid-co-l-lactid 35/65) + Calciumstearat |
| metric   USP       | 0,4 – 5   8/0 – 2                                 |
| Farbe              | violett   ungefärbt                               |
| Reißkraftverlust   | 21 Tage 50%                                       |
| Materialresorption | 56 – 70 Tage                                      |

### Eigenschaften Novosyn® Quick

- Weich und geschmeidig, ausgezeichnetes Handling
- Geringes Gewebetrauma
- Hohe Ausgangsreißfestigkeit
- Guter Knotensitz



### Eigenschaften Novosyn®

- Hervorragender Knotenlauf
- Exzellenter Knotensitz
- Ausgezeichnete Knoten-Repositionierung
- Sehr geringere Gewebereaktion

| Nadel                                                                                                                    | Material       | Farbe     | USP | metric | Fadenlänge | Inhalt Pa. | Art.-Nr.          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----|--------|------------|------------|-------------------|
| 3/8 KREIS<br>16 mm<br>▼<br>DS16<br>   | Novosyn®       | violett   | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36/12      | C0068212/G0068212 |
|                                                                                                                          | Novosyn®       | violett   | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36/12      | C0068213/G0068213 |
|                                                                                                                          | Novosyn®       | violett   | 3/0 | 2      | 45 cm      | 36         | C0068214          |
|                                                                                                                          | Novosyn Quick  | ungefärbt | 5/0 | 1      | 70 cm      | 36         | C3046212          |
|                                                                                                                          | Novosyn Quick  | ungefärbt | 4/0 | 1,5    | 70 cm      | 36         | C3046413          |
| 3/8 KREIS<br>19 mm<br>▼<br>DS19<br>   | Novosyn® Quick | ungefärbt | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36/12      | C3046220/G3046220 |
|                                                                                                                          | Novosyn® Quick | ungefärbt | 3/0 | 2      | 45 cm      | 36/12      | C3046221/G3046221 |
|                                                                                                                          | Novosyn®       | violett   | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36/12      | C0068220/G0068220 |
|                                                                                                                          | Novosyn®       | violett   | 3/0 | 2      | 45 cm      | 36/12      | C0068221/G0068221 |
| 3/8 KREIS<br>11 mm<br>▼<br>DSMP11<br> | Novosyn® Quick | ungefärbt | 6/0 | 0,7    | 45 cm      | 36/12      | C3046607/G3046607 |
|                                                                                                                          |                |           |     |        |            |            |                   |
|                                                                                                                          |                |           |     |        |            |            |                   |
|                                                                                                                          |                |           |     |        |            |            |                   |

Bei allen Nahtmaterialien bieten wir auch Kurzfäden ohne Nadeln (3 x 45 cm, 5 x 45 cm) an.  
Detailangaben auf Anfrage.

Safil® ist bis Ende März 2019 uneingeschränkt erhältlich



| Nadel                                                                                                             | Material       | Farbe     | USP | metric | Fadenlänge | Inhalt Pa. | Art.-Nr.          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----|--------|------------|------------|-------------------|
| 3/8 KREIS<br>13 mm<br> DSMP 13   | Novosyn® Quick | ungefärbt | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36/12      | C3046619/G3046619 |
|                                                                                                                   | Novosyn® Quick | ungefärbt | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36/12      | C3046620/G3046620 |
|                                                                                                                   | Novosyn®       | violett   | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36/12      | C0068623/G0068623 |
|                                                                                                                   | Novosyn®       | violett   | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36         | C0068624          |
| 3/8 KREIS<br>16 mm<br> DSMP 16 | Novosyn®       | violett   | 5/0 | 1      | 45 cm      | 36         | C0068538          |
|                                                                                                                   | Novosyn®       | ungefärbt | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36/12      | C0069524/G0069524 |
|                                                                                                                   | Novosyn®       | violett   | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36/12      | C0068531/G0068531 |
| 3/8 KREIS<br>19 mm<br> DSMP 19 | Novosyn® Quick | ungefärbt | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36/12      | C3046629/G3046629 |
|                                                                                                                   | Novosyn® Quick | ungefärbt | 3/0 | 2      | 45 cm      | 36/12      | C3046630/G3046630 |
|                                                                                                                   | Novosyn®       | violett   | 4/0 | 1,5    | 45 cm      | 36         | C0068630          |
| 1/2 KREIS<br>17 mm<br> HR17    | Novosyn® Quick | ungefärbt | 5/0 | 1      | 70 cm      | 36/12      | C3046012/G3046012 |
|                                                                                                                   | Novosyn® Quick | ungefärbt | 4/0 | 1,5    | 70 cm      | 36/12      | C3046013/G3046013 |
|                                                                                                                   | Novosyn®       | violett   | 5/0 | 1      | 70 cm      | 36/12      | C0068212/G0068212 |
|                                                                                                                   | Novosyn®       | violett   | 4/0 | 1,5    | 70 cm      | 36/12      | C0068013/G0068013 |
| 1/2 KREIS<br>22 mm<br> HR22    | Novosyn® Quick | ungefärbt | 4/0 | 1,5    | 70 cm      | 36/12      | C3046029/G3046029 |
|                                                                                                                   | Novosyn® Quick | ungefärbt | 3/0 | 2      | 70 cm      | 36/12      | C3046030/G3046030 |
|                                                                                                                   | Novosyn®       | violett   | 3/0 | 2      | 70 cm      | 36/12      | C0068030/G0068030 |
|                                                                                                                   | Novosyn®       | violett   | 2/0 | 3      | 70 cm      | 36/12      | C0068031/G0068031 |
|                                                                                                                   | Novosyn®       | violett   | 5/0 | 1      | 6 x 45 cm  | 36         | C0058643          |
| Precut                                                                                                            | Novosyn®       | violett   | 4/0 | 1,5    | 3 x 45 cm  | 36         | C0058624          |
|                                                                                                                   |                |           |     |        |            |            |                   |

# Spezialisten für besondere Indikationen

Blutstillung und Gewebekleber



## Lyostypt®

Resorbierbare Kollagenkompressen zur lokalen Blutstillung

### Eigenschaften

- Hohe Resorbierbarkeit
- Weniger Blutverlust und Zeitersparnis durch schnelle und wirksame Hämostase
- Weniger Materialbedarf durch hohe Absorption
- Gute Affinität zu blutenden Oberflächen
- Klebt nicht an Handschuhen oder Instrumenten

| Abmessung     | VE       | PZN      | Art.-Nr. |
|---------------|----------|----------|----------|
| 3 cm x 5 cm   | 12 Stück | 00811951 | 1069128  |
| 5 cm x 8 cm   | 6 Stück  | 00811968 | 1069152  |
| 5 cm x 30 cm  | 4 Stück  | 00811974 | 1069306  |
| 10 cm x 12 cm | 4 Stück  | 00811980 | 1069209  |
| 20 cm x 30 cm | 2 Stück  | 00812005 | 1069250  |



## Gelita-Tampon

Resorbierbares Gelatinetampon zur lokalen Blutstillung

### Eigenschaften

- Hervorragende Resorption
- Gewebeverträglich
- Verformbar

| Abmessung              | VE       | PZN      | Art.-Nr. |
|------------------------|----------|----------|----------|
| 1 cm x 1 cm x 1 cm     | 10 Stück | 00412286 | 2070014  |
| 1 cm x 1 cm x 1 cm     | 50 Stück | 00412240 | 2070103  |
| 1,5 cm x 1,5 cm x 1 cm | 50 Stück | 00412317 | 2070154  |
| 8 cm x 5 cm x 1 cm     | 10 Stück | 00412346 | 2070600  |



## Histoacryl® Gewebekleber – die sanfte Alternative

Zur Klebung glatter und frischer Hautwunden

### Eigenschaften

- Exzellente kosmetische Ergebnisse
- Hohe mechanische Festigkeit, Schutzfilm gegen Bakterien
- Kurze Behandlungszeiten, Lokalanästhesie ist nicht erforderlich
- Ohne zusätzliches Trauma, Fädenziehen entfällt

| Größe/Inhalt                 | VE      | PZN      | Art.-Nr. |
|------------------------------|---------|----------|----------|
| 1 Ampulle à 0,5 ml (blau)    | 5 Stück | 04929052 | 9381104  |
| 1 Ampulle à 0,5 ml (farblos) | 5 Stück | 13659108 | 1050060  |

Nun auch farblos erhältlich

# Cutfix® | Aesculap® Sicherheitsskalpell

Skalpelle



## Cutfix®

Sterile Einmal-Skalpelle

### Eigenschaften

- Sauberer, glatter Schnitt durch doppelten Präzisionsschliff
- Exakte Schnittführung durch festen Sitz der Klinge
- Ergonomische Griffausführung
- Einzeln steril verpackt

Gesamtlänge der Skalpelle:

ca. 150 mm in Abhängigkeit der Klingenform und -länge

| Skalpelle                                                                           | Größe   | Farbcode                                                                            | VE       | Art.-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|    | Fig. 10 |    | 10 Stück | 5518059  |
|   | Fig. 11 |  | 10 Stück | 5518040  |
|  | Fig. 12 |  | 10 Stück | 5518105  |
|  | Fig. 15 |  | 10 Stück | 5518032  |

Lieferbare Klingen-Figuren: 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24




## Aesculap® Sicherheitsskalpell

Sterile Einmal-Skalpelle

### Eigenschaften

- Konstruiert nach den Anforderungen der TRBA 250
- Verhindert Infektionsübertragungen während der OP in Folge von Schnitt- und Stichverletzungen beim Anreichen, Abnehmen und Entsorgen
- Sichere Verriegelung in der Entsorgungsposition

| Skalpelle                                                                           | Größe     | VE       | Art.-Nr.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
|  | Fig. 10   | 10 Stück | BA810SU   |
|  | Fig. 11   | 10 Stück | BA811SU   |
|  | Fig. 12   | 10 Stück | BA812SU   |
|  | Fig. 13   | 10 Stück | BA813SU   |
|  | Fig. 15   | 10 Stück | BA815SU   |
|  | Fig. 15-1 | 10 Stück | BA815-1SU |

Lieferbare Klingen-Figuren: 10, 11, 12, 13, 15, 15-1, 15-C, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36

# Aesculap Dental Instrumente

Nadelhalter | Scheren | Pinzetten

## NADELHALTER\*

### DUROGRIP®

Aesculap-Nadelhalter sind durch die Struktur der Hartmetall-Maulteile auf das jeweilige, indikationsbezogene Nahtmaterial abgestimmt. Eine glatte Maulfläche sowie 3 verschiedene Haftprofile ermöglichen den „Griff“ der jeweiligen Nadel.

- 3 Jahre Garantie



**BM003R**  
DUROGRIP® Nadelhalter

USP: 4/0 bis 6/0  
Abmessung: 180 mm



**BM013R**  
DUROGRIP® Nadelhalter  
CRILE-WOOD

USP: 4/0 bis 6/0  
Abmessung: 145 mm



**BM150R**  
DUROGRIP® Nadelhalter  
MATHIEU

USP: 4/0 bis 6/0  
Abmessung: 170 mm



**BM186R**  
DUROGRIP® Nadelhalter  
TOENNIS

USP: bis 3/0  
Abmessung: 180 mm

## SCHEREN\*

### DUROTIP®

DUROTIP®-Scheren mit eingesetzten Hartmetall-Schneiden:

- 3 Jahre Garantie
- Vergoldete Ringe



**BC210R**  
DUROTIP® Schere

Form: gerade  
Abmessung: 110 mm




**BC211W**  
DUROTIP® Schere  
mit Wellenschliff

Form: gebogen  
Abmessung: 110 mm



**BC157R**  
JOSEPH Schere

Form: gebogen  
Abmessung: 150 mm




**BC161R**  
KELLY Schere

Form: gebogen  
Abmessung: 175 mm


## PINZETTEN\*

THE NEW CLASS OF  
EXCELLENCE **ERGOPERIO**  
Mikropinzetten:


- Die runde Griffform ermöglicht das Drehen des Instruments in den Fingerspitzen
- Austarierte Instrumente mit mittigem Schwerpunkt




**DX060R**  
**ERGOPERIO**  
anatomische Pinzette  
Form: gerade  
Abmessung: 180 mm




**DX070R**  
**ERGOPERIO**  
atraumatische Pinzette  
Form: gerade  
Abmessung: 180 mm




**DX080R**  
**ERGOPERIO**  
chirurgische Pinzette  
Form: gerade  
Abmessung: 180 mm




**BD217R**  
Anatomische Pinzette  
Form: gerade  
Abmessung: 155 mm



**BD223R**  
**MICRO ADSON**  
anatomische Pinzette  
Form: gerade  
Abmessung: 150 mm



**BD512R**  
**MICRO ADSON**  
chirurgische Pinzette  
Form: gerade  
Abmessung: 150 mm



**BD669R**  
**SEMKEN**  
chirurgische Pinzette  
Form: gerade  
Abmessung: 145 mm



Weitere Informationen zu Produkten in der  
zahnärztlichen Chirurgie finden Sie in unserem  
Aesculap Dental Katalog (Prospekt D11711) unter:  
[www.aesculap-dental.com/de/prospekte.html](http://www.aesculap-dental.com/de/prospekte.html)

# Für professionelles Hygienemanagement

Wirkungsvolle Konzepte für Instrumente, Flächen und Hände



Wir machen mit!  
„AKTION Saubere Hände“



## Softa-Man® ViscoRub

Die Konsistenz wird Sie begeistern

### Eigenschaften

- Händedesinfektionsmittel mit gelförmiger Konsistenz
- Farbstoff- und parfümfrei
- Sehr gute Hautverträglichkeit
- Breites Wirkungsspektrum

[www.bbraun.de/hygiene](http://www.bbraun.de/hygiene)



## Softa-Man® ViscoRub | Softa-Man® | Softa-Man® acute

Zur Händedesinfektion\*



## Lifosan® soft | Lifosan® pure | Softaskin®

Zur Händereinigung



## Stabimed® fresh | Helipur® H plus N

Für die manuelle Instrumenten-  
aufbereitung



## Meliseptol® rapid | Meliseptol® HBV Tücher Meliseptol® Foam pure | Meliseptol® Wipes sensitive

Schnelldesinfektionsmittel  
für kleine Flächen  
und Geräte



## Melsept® SF | Hexaquart®

Wässrige Konzentrate für  
Fußboden und Inventar



## ProntOral®

Gebrauchsfertige Mundspüllösung  
mit antimikrobiellem Effekt



## Tiutol® dent

Für die Absauganlagen-sanitation



## Helimatic®

Das Programm für die maschinelle  
Instrumentenaufbereitung



\* Softa-Man® ViscoRub | Softa-Man® | Softa-Man® acute Zusammensetzung: 100 ml Lösung enthalten: Wirkstoffe: Ethanol (100%) 45 g, 1-Propanol (Ph. Eur.) 18 g Sonstige Bestandteile: Softa-Man®: Gereinigtes Wasser, Diisopropyladipat, Macrogol-6-glycerolcaprylocaprat (Ph. Eur.), Dexpanthenol, (+/-)-alpha-Bisabolol, Geruchsstoffe (enthalten Limonen und Linalool), Allantoin. Softa-Man® acute: Gereinigtes Wasser, Macrogol 4000, Butan-2-on, Octyldodecanol (Ph. Eur.), Glycerol, Phosphorsäure 85 %. Softa-Man® ViscoRub: Gereinigtes Wasser, Butan-2-on, Glycerol, Isopropylmyristat (Ph. Eur.), (Hexadecyl, octadecyl)[(RS)-2-ethylhexanoat], Octyldodecanol (Ph. Eur.), Edetol, Acrylate (C10-30 Alkylacrylat-Crosspolymer), (+/-)-alpha-Bisabolol. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol oder 1-Propanol oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Kontaktallergie. Hautirritationen wie Rötung und Brennen insbesondere bei häufiger Anwendung. Warnhinweise: Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung. 52,3 Gew.% Ethanol, 20,9 Gew.% 1-Propanol 21°C Flammpunkt nach DIN 51 755  
Stand der Information: 02/2012 Pharmazeutischer Unternehmer: B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen

# Für professionelles Hygienemanagement

Handschuhe und Gesichtsmasken



## Vasco® Nitril light und Vasco® Nitril white

Die Nitrile Art des Schützens

### Eigenschaften

- Besonders sensitive, weiche, medizinische Nitril Untersuchungshandschuhe in Lavendel oder in Weiß

Unsere Untersuchungshandschuhe sind auf B. Braun Flächen- und Instrumente-Desinfektionsmittel getestet

### Vasco® OP Sensitive

Sterile Operationshandschuhe aus Naturlatex mit Innenbeschichtung, puderfrei



### Vasco® OP Free

Sterile Operationshandschuhe aus Polyisopren, Latex-frei, puderfrei



### Vasco® OP Grip

Spezieller „High-Grip“ OP-Handschuh aus Naturlatex mit Innenbeschichtung, steril



### Vasco® Sensitive

Med. Untersuchungshandschuh aus Naturlatex, puderfrei



### Vasco® Guard long (ehemals Vasco® Nitril long)

Extra langer (29 cm) und dickerer Untersuchungshandschuh aus Nitril mit verstärkten Barriere-Eigenschaften



### Vasco® Guard (ehemals Manufix® Free)

Untersuchungshandschuhe aus Nitril, puderfrei, Naturlatex-frei, dickere Qualität, in Blau



### Vasco® Protect blue

NEU

Untersuchungshandschuh aus Nitril, mit antibakteriellen Eigenschaften gegen grampositive Bakterien inkl. MRSA/VRE, Latex frei und puderfrei, in blau



### Hinweis:

Alle Handschuhe entsprechen der EN 455. Untersuchungshandschuhe sind zusätzlich nach der EN 374 getestet worden. Sie entsprechen der PSA 89/686/EWG Kat III, bis auf Vasco® Vinyl (Kat.I) und Vasco® Protect blue (z. Zt. noch nicht PSA-zertifiziert).

# Praktisches für den Praxisalltag



## Visma® tie-on | Visma® ear-loop

Einmal-Gesichtsmasken, glasfaserfrei, mit Nasenbügel, auch für Brillenträger, zum Binden oder mit Gummiband

- Hoher Tragekomfort durch weiche Vliesstoffe aus Polypropylen
- Glasfaser-frei, Latex-frei
- Ideal auch für Brillenträger
- Zum Binden (Visma® tie-on) oder mit Gummiband (Visma® ear-loop)

| Produkt         | Abmessung | VE       | PZN      | Art.-Nr. |
|-----------------|-----------|----------|----------|----------|
| Visma® tie-on   | -         | 50 Stück | 06145283 | 6120601  |
| Visma® ear-loop | -         | 50 Stück | 06145277 | 6120600  |

BFE (bakterielle Filterleistung) ≥ 98 %, Typ II entsprechend DIN EN 14683



Astron  
Univers  
Adretta

## Einmalhauben

- Gute Passform durch elastischen Vliesstoff
- Sofortiges Aufsaugen von Flüssigkeiten, wie z. B. Schweiß
- Luftdurchlässig und atmungsaktiv
- Praktische Entnahme durch Spenderkarton

| Produkt                  | Farbe | VE        | PZN      | Art.-Nr. |
|--------------------------|-------|-----------|----------|----------|
| Astron OP-Haube          | Grün  | 100 Stück | 06145225 | 6111500  |
| Univers OP-Haube         | Grün  | 100 Stück | 06145231 | 6111501  |
| Adretta Comfort OP-Haube | Grün  | 100 Stück | 06145248 | 6111502  |
| Adretta Basic OP-Haube   | Blau  | 100 Stück | 06145254 | 6111503  |
|                          | Grün  | 100 Stück | 06145260 | 6111504  |



## Medibox®

Behälter für die Entsorgung spitzer und scharfer medizinischer Instrumente

- Bruchbeständig, durchdringfest und standfest (DIN EN ISO 23907)
- Unterschiedliche Öffnungen für berührungsfreie Entsorgung
- Temporär und permanent endverschießbar
- Kennzeichnung des maximalen Füllstandes
- Autoklavierbar bei 134°C für bis zu 18 Minuten (nicht Medibox® 0,7 L)
- Erfüllt die Anforderungen an Abfallbehältnisse gemäß TRBA 250

| Produkt        | Maximales Füllvolumen | VE       | PZN      | Art.-Nr. |
|----------------|-----------------------|----------|----------|----------|
| Medibox® 0,7 L | 0,6 Liter             | 10 Stück | 05368615 | 9193405  |
| Medibox® 2,4 L | 2 Liter               | 27 Stück | 13847399 | 9193600  |
| Medibox® 4,7 L | 3,9 Liter             | 25 Stück | 13847376 | 9193618  |
| Medibox® 5,7 L | 4,8 Liter             | 25 Stück | 13847382 | 9193627  |

Weitere Produktinformationen finden Sie online unter [www.bbraun.de/medibox](http://www.bbraun.de/medibox)

# Praktisches für den Praxisalltag in der Endodontie

Für die Wurzelkanalspülung und speziell für Dental: NaCl Spüllösungen im Ecoflac® plus



## Omnifix® Luer-Lock und Sterican® stumpf – die sicherere Verbindung

Ideale Kombination bei Wurzelkanalspülungen.

Einmalspritzen mit idealen Eigenschaften für sichereres Arbeiten:

- Sicherer Kanülensitz
- Hochtransparenter Zylinder
- Schwarze Graduierung
- Sehr gute Ablesbarkeit
- Wischfeste Graduierung
- Minimales Restvolumen
- Latex-frei, PVC-frei
- Leichtgängiger Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring

| Produkt                                                | Füllvolumen               | Konus     | PZN      | Art.-Nr. |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|----------|
| Omnifix® Luer-Lock-Ansatz<br>(3-teilige Einmalspritze) | 3 ml                      | zentrisch | 06706362 | 4617022V |
|                                                        | 5 ml                      | zentrisch | 00570016 | 4617053V |
|                                                        | 10 ml – nutzbar bis 12 ml | zentrisch | 00570022 | 4617100V |

| Produkt                                           | Kanülen-Ø, –Länge | Gauge         | PZN      | Art.-Nr.   |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|------------|
| Sterican® stumpf –<br>für Aufzieh- und Spülzwecke | 0,40 x 25 mm      | 27 G x 1"     | 08915992 | 9180117    |
|                                                   | 0,80 x 22 mm      | 21 G x 7/8"   | 08915986 | 9180109    |
|                                                   | 1,20 x 40 mm      | 18 G x 1 1/2" | 06107638 | 4038088-01 |



## Chirurgische Spüllösungen im Dentalbereich

Ecoflac® plus mit sterilem Gummistopfen, zur Anwendung z. B. beim chirurgischen Einsatz von Hand- und Winkelstücken

Eigenschaften

- **Sterilität:** Die chirurgischen Spüllösungen im Ecoflac® plus sind steril und pyrogenfrei.
- **Umweltverträglich:** Ecoflac® plus ist ein latexfreier Behälter aus reinem Polypropylen. Bei der Verbrennung werden ausschließlich Wasser und Kohlendioxyd freigesetzt.
- **Haltbarkeit:** Ungeöffnet 3 Jahre bei Raumtemperatur (ab Herstellungsdatum).
- **Selbstkolabierend:** Er faltet sich automatisch zusammen bei geschlossener Lüftungsclappe.

| Produkt             | VE            | PZN      | Art.-Nr. |
|---------------------|---------------|----------|----------|
| Aqua B. Braun       | 10 x 1.000 ml | 10261919 | 3570910  |
| NaCl 0,9% B. Braun  | 10 x 1.000 ml | 10261925 | 3570900  |
| Intrafix® Air P     | 100 Stück     | 07666297 | 4062955  |
| Intrafix® Primeline | 100 Stück     | 00426779 | 4062981L |



## **Dermaslide® – DGMP**

Die neue Nadel mit der exklusiven Golfballtechnologie – auffällig unauffällig ab dem ersten Stich.

Fordern Sie für weitere Detailinformationen zu Optilene® und Dermasilde® den Prospekt 4008025 an – siehe auch [www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)

B. Braun Melsungen AG | 34209 Melsungen | Deutschland  
Tel. +49 5661 71-0 | [www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)